

ブレードにチタンをコーティング。

刃部が薄く鋭利なため、スムーズに骨と歯根膜の間に挿入できます。
歯槽骨の損傷を抑えた低侵襲な抜歯が行えます。

インプラント治療
前提の
抜歯にも有効。

ブレードにチタンをコーティング。
硬度が高く、シャープさが持続します。

#1
前歯部用

#2
臼歯部用

握りやすく疲れの少ない
中空ハンドル。

※原寸大

歯科用インプラント手術器具 デュラライト ペリオトーム

●標準価格：#1(前歯部用)・#2(臼歯部用)各12,000円

◎販売名：デュラライト ペリオトーム ◎一般的名称：歯科用インプラント手術器具 ◎届出番号：13B1X00005000193(一般)

Born in CHICAGO

Nordent®

スムーズな抜歯をサポートします。

歯科用インプラント手術器具
デュラライト ペリオトーム

Nordent
MANUFACTURING INC.

デュラライト ペリオトーム#1:前歯部用

ストレートブレード
ブレード長さ: 16mm



唇側・近遠心面
ブレード長さ: 3mm

デュラライト ペリオトーム#2:臼歯部用

コントラアングル
角度付きブレード
ブレード長さ: 14mm



臼歯部へのアクセスがしやすいよう
ブレードに角度が付いています。
ブレード長さ: 14mm

●症例1:残根抜歯

一方向からだけでなく、口蓋側や近心・遠心を含めた多方向から、少しずつ丁寧に力を加えてブレードを徐々に深く挿入していきます。

骨と歯根の間に、ブレードを根尖方向に向かって刺すように挿入します。



多方向から少しずつ丁寧に力がかかるように抜歯します。



●抜歯即時インプラントへの応用

上顎の前歯部のような審美領域でのインプラント治療では、薄い唇側骨の温存や外科的侵襲を極力抑えることが重要なポイントです。右上側切歯が歯槽骨内で水平的に歯根破折していますが、デュラライトペリオトームを応用することで低侵襲な抜歯が行えます。唇側骨・周囲骨の温存ができれば、よりの確な抜歯即時インプラント埋入が行えます。

骨内の残根部に#1の尖ったブレードや#2の薄いブレードを挿入していきます。



左手指で薄い唇側骨を押さえながら、周囲骨に損傷を与えないよう配慮します。



ペリオトームの刃先に捻じめるような力や過度な力は避けてください。



抜歯された側切歯。



※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。●価格は2015年1月現在。消費税は含まれておりません。

禁無断転載

●お問い合わせは下記まで

◎製造販売元:

株式会社 **ヨシダ**

〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 TEL.03-3845-2931 (器材部)

<http://www.yoshida-dental.co.jp>



(01)02747937010938
2015年1月/PRO/20/@20/改