


# 使えばわかる シックルスケーラー。

Nordent  
MANUFACTURING INC.

シャンクの角度を変えることにより、術視野を確保しました。

この角度が使いやすさの理由です。



オフセットシックル N67

シャンクに角度があるため、術視野が確保されています。



従来のシックルスケーラー

今までは、術視野が妨げられていました。

シャンクの角度を変えることにより、術視野を確保しました。

N67J-10/10° (前歯部～小臼歯部)、N67J-15/15° (隣接面・捻転歯)、J-20/20° (臼歯部) の3種類。

症例に合わせてシャンク角度が選べます。

またブレード幅を薄く小さくすることで歯肉を傷つけにくく、

狭い歯間部にもより正確にアクセスできるため精度の高いメンテナンスが行えます。

エルゴノミックデザインインスツルメント

ノーデント デュラライト CRH シリーズ

デュラライト オフセットシックル N67

メンテナンス用



# 施術部が見えるからより安全に、的確にアクセスできます。



**N67J-10** シャンク角 10 度

前歯部～  
小白歯部の  
メンテナンスに



**N67J-15** シャンク角 15 度

隣接面・捻転歯や  
叢生歯の  
メンテナンスに



**N67J-20** シャンク角 20 度

最後臼歯部の  
メンテナンスに



同じ前歯部でも  
シャンク角を使い分けることで  
より精度の高い  
メンテナンスが行えます。

**N67J-10**




**N67J-15**



**N67J-20**



シャンクの角度でより確実にアクセス。



歯肉を傷つけないブレード幅。



より精度の高いメンテナンスが可能に。



●一般的な名称: 歯科用スケーラ ●販売名: デュラライトCRHスケーラー ●標準価格: 各5,500円 ●届出番号: 13B1X00005000028 (一般医療機器)

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。●価格は2015年1月現在。消費税は含まれておりません。

禁無断転載

●お問い合わせは下記まで