

# 光重合型レジンの仮封材

強度、辺縁封鎖性が高く

細菌の侵入や隣在歯の移動を最小限に。

次回アポイントまで窩洞を守ります。



## 光重合タイプ

強度・辺縁封鎖性が高いため、細菌の侵入や隣在歯の移動が最小限に。

## 選べる2色

ブルー色は仮封材を認識しやすいので、臼歯部や上顎に。イエロー色は目立ちにくいので前歯・小臼歯や下顎の症例に適しています。

## 一塊で除去できます

一塊として除去できますので、手間や時間がかからず、取り残しの心配もありません。



## デントクラフト テンポシール L の使用ステップ



術前



充填



光重合



術後

400mW/cm<sup>2</sup>以上の光重合器をご使用ください。

## [光重合型レジン系] 仮封材 デントクラフト テンポシールL

DENTCRAFT®

歯科用高分子系仮封材料

# デントクラフト テンポシールL

- 標準価格：各6,400円
- セット内容(ブルー・イエロー)：
  - デントクラフト テンポシールL ブルー：3gシリンジ×3本
  - デントクラフト テンポシールL イエロー：3gシリンジ×3本
- 一般的名称：歯科用高分子系仮封材料 ●販売名：デントクラフト テンポシールL
- 認証番号：225ACBZX00020000 (管理医療機器)

※色調は印刷のため現品と異なることがあります。また、仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

禁断転載

●お問い合わせは下記まで

◎製造発売元：

株式会社 **ヨシダ**

〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9

TEL.03-3845-2931 (器材営業本部)

<http://www.yoshida-dental.co.jp>



(01)02747937010877  
2013年5月/PRO/30/@80/新