

温風加熱式ドライコンディショナー

てきおん君

より正確な寒天印象材の溶解・保存を実現させた熱風ファン方式



Hot air Dry-conditioner

ラックの入れ替えで使い分けOK

槽内のラックを簡単に入れ替えるだけで、シリンジにもカートリッジにも使えます。



プランジャーはプラスチック・金属 いずれでも使用可能

操作はプログラムを選ぶだけ、 温度管理はコンピュータ任せです。

【てきおん君】は、どの寒天にも対応できる6つのプログラムを記憶しています。フリープログラムは、先生のお好みでお使いいただけます。



操作しやすいコントロールパネル。

便利さで差をつけるタイマー機能

99時間前から予約が可能。休日明けの診療開始に合わせてセットできます。

予約タイマー



最大99分までのタイマーを内蔵。印象採得やセメントリングに大変便利です。

お知らせタイマー



プログラムNo.と内容

プログラムNo.	ポイリング時間	設定温度
0 (フリープログラム)	1~60分	※30℃~80℃
1	12分	60℃
2	10分	60℃
3	12分	58℃
4	10分	58℃
5	12分	56℃
6	10分	56℃

※室温が高い場合、30℃近くの設定温度がコントロールできない場合があります。

【てきおん君】仕様

- 型名 TEC-15
- 本体寸法 W143×D220×H211mm
- 本体重量 1.8kg
- 電源 AC100V、50/60Hz
- 消費電力 170W
- 届出番号 14B2X90011000001 (一般)
- 販売名 てきおん君

- 一般的名称 歯科材料加温器
- 標準価格 99,800円
- プレーカー定格 5A
- 印象材 シリンジ/最大6本、カートリッジ/最大12本
- プログラム機能 No.0~6 (7種類) ※No.0はプログラム変更可能
- 予約タイマー 1時間単位/1時間~最大99時間
- タイマー機能 1分単位/1分~最大99分、カウントダウンタイマー

※仕様は改善のため予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

DCクリアシリンジ

印象材の種類、残量がひとめで確認できる透明ボディ、密閉性の高いシリンジです。

関連商品ガイド



5/16 3S、5/16 2S 標準価格 ¥9,600
5/16 3L、5/16 2L 標準価格 ¥10,100

- 一般的名称: 歯科印象材用シリンジ
- 届出番号: 13B3X00243000006 (一般)
- 製造販売元: 滝山歯科器具製作所

ファインハイドロスティック 紫陽花 (あじさい)

すぐれた流動性と接着性の向上により、細部まで精密な印象採得を可能にした紫色の寒天印象材です。



標準価格 ¥6,300 (5/16*94本入、3/8*65本入)

5/16* ● 認証番号: 219AFBZX00084000 (管理)
3/8* ● 認証番号: 219AFBZX00083000 (管理)

標準価格 ¥4,700 (72本入)

● 認証番号: 219AFBZX00085000 (管理)

標準価格 ¥5,500 (48本入)

● 認証番号: 219AFBZX00082000 (管理)

※シリンジタイプ(5/16*)は60本入(プリアスターパック)もございます。 標準価格 ¥4,000

- 一般的名称: 歯科用寒天印象材
- 製造販売元: 株式会社 ヨシダ

● お問い合わせは下記まで

<http://www.yoshida-dental.co.jp>

◎ 発売元:

株式会社 **ヨシダ**

〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 TEL.03-3845-2931 (器材部)

製造販売元: 藤栄電気(株) 神奈川県横浜市都筑区大丸26

禁無断転載

2016年10月/PRI/5/@20/再



(01)02747937010983