

# まだグラファイトスケーラー、 プラスチックスケーラーをお使いですか？

ノーデント インプラントスケーラーはチタン製スケーラーだから  
インプラント体を傷つせずより確実なメンテナンスが行えます。

インプラントと同材質の6-4チタン合金(クラス5チタン)を使用。  
僅かにインプラント体より軟らかい設定で  
補綴物を傷つけないよう配慮しています。

通常のスケーラーと識別しやすくするため  
シャンク部に紫色を配しました。



オーバーデンチャーのアバットメントの  
メンテナンスに。



歯肉退縮によるインプラントカラー部露出の  
メンテナンスに。

繰り返し滅菌も  
通常のスケーラーと同様。

疲労の少ないCRHグリップ採用。  
中空構造と太めの握りやすい形状で  
疲労感を軽減します。



通常のスケーラーと異なりブレード部は鋭利に加工されていません。  
インプラント体やセラミックなどの補綴物を  
傷つける心配がありません。  
(シャープニング不可)



インプラント用スケーラー

## [インプラントスケーラーJ] *Implant Scaler J*

# ブレード幅を薄くしたJapaneseモデル



ユニバーサルキュレット/ランガー 1-2 (CEISLN1-2J) : 白歯用グレーシー 11-12タイプ



ユニバーサルキュレット/ランガー 3-4 (CEISLN3-4J) : 白歯用グレーシー 13-14タイプ



ユニバーサルキュレット/ランガー 5-6 (CEISLN5-6J) : 白歯用グレーシー 5-6タイプ



ユニバーサルキュレット/バーンハート 5-6 (CEISBH5-6J)



シックル 6-7 (CEISLN67J) : 前歯用



ポステリアシックル 204S (CEIS2045SJ) : 白歯用

従来シリーズもラインナップ。  
用途や使用感のお好みによってお選びいただけます。




ユニバーサルキュレット/ランガー 1-2 (CEISLN1-2) : 白歯用グレーシー 11-12タイプ



ユニバーサルキュレット/ランガー 3-4 (CEISLN3-4) : 白歯用グレーシー 13-14タイプ



ユニバーサルキュレット/ランガー 5-6 (CEISLN5-6) : 白歯用グレーシー 5-6タイプ



ユニバーサルキュレット/バーンハート 5-6 (CEISBH5-6)



シックル 6-7 (CEISLN67) : 前歯用



ポステリアシックル 204S (CEIS2045) : 白歯用

カッティングエッジがないから  
オールセラミック等、  
審美補綴にも使用できます。



補綴物マージン窪みのプラーク除去にも



オールセラミックスクラウンのステイン除去にも

●一般的名称: 歯科用スケーラ ●販売名: インプラントスケーラー ●標準価格: 各12,800円 ●届出番号: 13B1X00005000173 (一般医療機器)

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。●価格は2015年1月現在。消費税は含まれておりません。

●お問い合わせは下記まで

禁無断転載