



寒天との相性が良く
滑沢な石膏模型が
得られます。

デントクラフト アルギンさん

「アルギンさん」が登場！
名前のような商品名ですが、
歯科用アルギン酸塩印象材です。
末永いおつきあいをよろしくお願い申し上げます。

特徴その1. 良好な練和性

水となじみが良く、短時間で均一なペーストに練り上がります。

特徴その2. 扱いやすい操作性

練り上がりは垂れない粘性をもちつつ、
圧接した時には流動性が高まるため、
精密な印象が採得できます。

特徴その3. 驚きの安定性


水温の影響を受けにくいため、
いつでも安定した操作感が得られます。

名称	内容(規格)	カラー	サイズ
デントクラフト アルギンさん	 ノーマルセット 1Kg×5 初期硬化時間 2分	オレンジ	5kg
	 ファーストセット 1Kg×5 初期硬化時間 1分 35秒	ピンク	5kg



■使用方法

粉末は計量前によくほぐしてから付属のスプーンで採取してください。水は専用の水計量器を使用してください。自動練和器をご使用の場合は、水温は20℃以下でご使用ください。



販売名/デントクラフト アルギンさん ©一般的名称：歯科用アルギン酸塩印象材 ©認証番号：220AGBZX00212A03 (管理)

■取扱店

販売元 **UY 株式会社 ヨシタ**

〒110-8507 東京都台東区上野 7-6-9 TEL 03-3845-2931(器材営業本部)
製造販売元：デンツプライ三金株式会社

