



## デントクラフト ゴールドスクリューポスト

金メッキを施した、安価で実用的なスクリューポストです。  
全20種類のサイズで様々な根管形態に対応でき、歯根破折のリスクを軽減することが可能です。

デントクラフトゴールドスクリューポストアソート

◎標準医院価格：¥11,600

◎セット内容：120本入（各サイズ6本入）、  
クロスキー、ホローキー 各1個

単品12本入り 各¥1,100

クロスキー1本入 ¥700

ホローキー1本入 ¥700

- 一般的な名称：歯科根管用ポスト成形品
- 販売名：デントクラフト ゴールドスクリューポスト
- 認証番号：225AKBZX00024000（管理医療機器）



	径×全長(mm)	径×全長(mm)	径×全長(mm)	径×全長(mm)			
S1	1.05×8	M1	1.05×9.5	L1	1.05×12	XL4	1.50×14
S2	1.20×8	M2	1.20×9.5	L2	1.20×12	XL6	1.80×14
S3	1.35×8	M3	1.35×9.5	L3	1.35×12		
S4	1.50×8	M4	1.50×9.5	L4	1.50×12		
S5	1.65×8	M5	1.65×9.5	L5	1.65×12		
S6	1.80×8	M6	1.80×9.5	L6	1.80×12		

### ●お問い合わせは下記まで

※当カタログに掲載の商品仕様および価格は、改良等により予告なく変更する場合があります。  
また、掲載商品の色調は実際の商品の色と異なる場合があります。

禁無断転載

◎製造販売元：株式会社 **ヨシタ**

〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 TEL.03-3845-2931（器材営業本部）

製造元：ハラルドノルデン社（スイス）

