

YOSHIDA

気づき★かわらばん

日頃、ヨシダ製品をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。これからも未永くご使用いただくための情報や、ユーザー様からのお声などもお伝えしてまいります。

VOL 3

無影灯 特集



1970年代

ハロゲンライト



ハロゲンライト



Pライト ハロゲン




1990年代

Mライト ハロゲン



LEDライト




LEDライト

40年の間に無影灯はこんなに進化しました

最近ではハロゲン球に変わってLEDタイプが登場しています

2010年代



前面カバーの汚れ 患者さんは気づいていますよ

気になるますね 無影灯のお手入れ方法



無影灯のライトの反射鏡面の清掃は水を含ませ固く絞った布で汚れを取り除いてから乾いたきれいな布で水分をふき取ってください



注意

無影灯前面樹脂製カバーのお手入れ方法は水分を含ませた布で汚れを取り除いてから乾いたきれいな布で水分をふき取ってください

前面カバーは消耗品です
変色や傷が目立つ場合は交換が可能です

