

日頃、ヨシダ製品をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。これからも末長くご使用いただくための情報や、ユーザー様からのお声などもお伝えしてまいります。

先生

バキュームの吸引 良好ですね
毎日のお手入れ
ありがとうございます

清掃には気を付けてるよ
でも少し吸引が弱い時
どうすればいいのかな？

フィルターの状態は
いかがでしょうか？
吸いが弱くなってきた場合
交換をおすすめします
**黄色いフィルターは
ディスプレイザブルです**

網タイプフィルター



網を使わない

フィルターもあります
(ディスプレイザブルではありません)



ポリプロピレン製です

吉田製作所製
クレストネオ
クラネス
標準装備品

吉田精工製
セリオ他
オプション

バキュームの
お手入れ方法
はこちら

バイオ
クリーン
の使用法



清掃方法の動画です



関連消耗品はこちら





YOSHIDA はじめて物語

ご存知ですか？


スリーウェイシリンジを
世界で初めて開発したのは
ヨシダです

1964年、ヨシダは水、風、霧の機能
をもったシリンジを開発し、アメリカ
とドイツの2カ国の
国際特許を取得しました。

良いものを早く安く提供したい

ヨシダの開発者には今もなお、この
スピリッツが息づいています。

DENTAL SYRINGE ACTUATOR



こんなことありませんか？

シリンジで上顎臼歯部にスプレーを当てるときに
無理な姿勢になったりしませんか

お試し
ください

クルッ

実はシリンジノズルは
片手で簡単に
360度回転させる
ことができます

指先でノズルをクルッ

当てたい角度に調節可能

YOSHIDA

お問い合わせ **コンタクトセンター**

0120-178-148 (フリーダイヤル)

月～金 9:00～19:00 / 土 9:00～17:00 (日祝、夏季休暇、年末年始除く)

よくある問い合わせFAQ掲載
ヨシダサポートサイトをご利用ください

