

YOSHIDA.

気づき★かわらばん

日頃、ヨシダ製品をご利用いただきまして誠にありがとうございます。これからも末永くご愛用いただくための情報や、ユーザー様からのお声などもお伝えしてまいります。

スタッフ
の皆さん

毎日のお手入れ
ありがとうございます
ございます


シートやホースの
メンテナンス方法
も知りたいなあ



タービンホース等の
お手入れは
こちらに



チェア・シートのお手入れ方法の動画です
デュールハイジーンシステム



ホースのお手
入れ方法よく
わからないわ



ホースは、消毒
できるって
ご存じですか？



ヨシダのホースは、
フッ素エラストマ
ホースなんです



このホースなら
アルコール
消毒ができます。



FD366 センシティブ・表面のクイック除菌



1分で
除菌



ユニットチェア、ライトハンドル、シート
などの除菌に使用します。清潔な布に付け
て拭き取りしてください。

付録に貼付した動画URLの検索で
有効成分：75%アルコール、0.001%アンピシリンナトリウム

清拭



YOSHIDA シート開発物語

これまでの一般的な
診療用チェア

長時間リラックスした状態で
心地いいチェアを目指しました



少し固めのシートを採用
していました

現在




ふっかふかに進化しました

まるでソファのような座り心地
長時間の診療でも包み込まれる様な優しいシートです

現在、販売中の
ユニットです。



ずっとフィットプライムシート




ふっかふかシート

手作り
裁断 縫製



ヨシダオリジナルの3層構造シートです
1つ1つを手縫いで製作しています



YOSHIDA
お問い合わせ **コンタクトセンター**

0120-178-148 (フリーダイヤル)

受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝祭日、年末年始を除く)

よくある問い合わせFAQ掲載
ヨシダサポートサイトをご利用ください

