

ユニットケアパック

早めの消耗部品交換で、スムーズな診療をサポートします。

消耗部品定期予防交換契約

選べる!
3つの
加入プラン

3年更新
**プレミアム
プラン**
¥100,000-(税別)
/3年間

1年更新
**スタンダード
プラン**
¥30,000-(税別)
/1年間

1年更新
**エコノミー
プラン**
¥13,000-(税別)
/1年間

各プランには、技術料・出張費・対象部品代が含まれています。
交換部品はユニットの仕様に合わせてパッケージングしてお届けします。

最長契約期日 **例 ユニット設置と同時にご加入の場合**

	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目
スタンダード エコノミー (1年自動更新)	1年以内 指定部品交換 点検作業	1年以内 指定部品交換 点検作業	1年以内 指定部品交換 点検作業	1年以内 指定部品交換 点検作業	1年以内 指定部品交換 点検作業	1年以内 指定部品交換 点検作業	1年以内 指定部品交換 点検作業	1年以内 指定部品交換 点検作業	1年以内 指定部品交換 点検作業	1年以内 指定部品交換 点検作業
プレミアム (3年自動更新)	1年以内 指定部品交換 点検作業	1年以内 指定部品交換 点検作業	1年以内 指定部品交換 点検作業 3年交換部品含	1年以内 指定部品交換 点検作業	1年以内 指定部品交換 点検作業	1年以内 指定部品交換 点検作業 3年交換部品含	1年以内 指定部品交換 点検作業	1年以内 指定部品交換 点検作業	1年以内 指定部品交換 点検作業 3年交換部品含	更新不可

加入可能期限（申し込みが可能な期間）

	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目
スタンダード エコノミー (1年自動更新)	加入可能期限(設置日から9年以内)									9年目に加入した場合の最終契約期間
プレミアム (3年自動更新)	加入可能期限(設置日から7年以内)							7年目に加入した場合の最終契約期間		

加入申込みから更新までの流れ



※契約更新時期のご案内ハガキを契約更新日の3カ月前に郵送します。
※契約期間はエコノミープラン及びスタンダードプランが1年間、プレミアムプランは3年間です。
※ご解約のお申し出がない場合、契約は自動更新となります。

予防交換対象 消耗部品

大分類	小分類	プレミアム	スタンダード	エコノミー
タービンホース関連	ハンドピース接続部Oリング	○	○	○
マイクロモータ関連	ハンドピース接続部Oリング	○	○	○
	カーボンブラシ	○	○	-
トリプルシリンジ関連	水バルブ	○	○	-
	外ケース接続部Oリング	○	○	-
	ノズル接続部Oリング	○	○	-
	外ケースレバー	★	-	-
バキューム・排唾関連	グリップ部シャッター	○	○	○
バキュームフィルター関連	フィルター蓋Oリング	○	○	-
コップ給水関連	給水ノズルキャップ	★	-	-
	給水フィルター	○	○	-
テーブル・DIハンガー内部品	水引バルブ内ダイヤフラム	★	-	-
	NOバルブ内ダイヤフラム	★	-	-


プレミアムプラン1年目2年目は、スタンダードプランと同内容を実施。
ケアパック専用チェックリストに基づき、動作確認を行います。

○:1年に1回交換
★:3年に1回交換

消耗部品
専用ケースにて
お届け



※部品内容はプラン、ユニットの
機種や仕様等によって、
数量、種類、名称等が異なります。



※販売終了となった機種、他施設から移設した機器、中古機器、改造された機器等は契約の対象外です。
※消耗部品交換の実施は、対象機器に故障、不具合等が発生しないことを保証するものではありません。
※対象機器の耐用期間が経過している場合、もしくは正規部品の製造が中止されている場合、契約の更新はできません。
※プランの内容、部品の仕様等について予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※展示機器販売の場合、最長契約期日は製造年月末日から10年間で、また加入可能期限は製造年月末日起算といたします。
※契約プランに含まれる部品の交換の範囲を超える、対象機器の故障、破損、劣化等の箇所の修理は別途費用が発生します。

◎発売元: 株式会社 **ヨシタ** 〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9
◎製造販売元: 株式会社吉田製作所 東京都墨田区江東橋1-3-6
吉田精工株式会社 茨城県行方市八木蒔660

※消耗部品の仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。●価格は2024年8月現在の税別価格です。 禁無断転載

ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせは
株式会社 **ヨシタ** コンタクトセンター
0800-170-5541
※対応時間 / 月～金 9:00～17:30 土 9:00～17:00
(日曜・祝祭日を除く)

●お問い合わせは下記まで



C02631/2024年8月/PRI/5/@20/新