

# だ・か・ら、やっぱり!!

水アカ除去!

ユニット用  
除菌水フィルター


## ユニポア

赤錆除去!

●標準医院価格：29,000円（交換用）


ユニポアは **最大孔径0.1ミクロンの中空糸膜フィルター** により、  
赤錆・水アカを除去し、**きれいな水をつくれます!!**

### 使用直後



顕微鏡写真で見ても、フィルター表面はきれい

### 交換時期



フィルター表面が錆などをキャッチ

水が通るユニット内部のタンクを切断してみると……

#### ユニポア 使用



ユニポアで水の汚れを  
キャッチしているので、  
タンクもキレイです!!

#### ユニポア 未使用



患者さんは、  
ここを通った水で、  
治療されたく  
ありませんよね!

### この機会にNOバック用フィルターの 交換もご検討ください

●標準医院価格：5,220円

タービン使用時排気エアのオイルを  
キャッチする大切なフィルターです



NOバックフィルター



ユニットテーブルの下に設置しています。

## 6ヶ月以上経過していたら、交換をお勧め致します。

※フィルター交換は6カ月が目安ですが、地域や季節により水質が変動し、耐久期間が異なる場合があります。