

針付縫合糸

ベア一歯科用糸付縫合針

株ベア-メディック



- ブレードシルク糸付縫合針 [No.1、2、4、7]  
天然シルクのしなやかさと弾力性を保ちながら、しっかりと編み上げた縫合糸です。
- ベアレックス糸付縫合針 [No.1B、4B、6、8、9]  
耐薬品性が高く、組織反応が非常に少ないポリエステルブレードの縫合糸です。なめらかで滑りがよく、強い抗張力があります。
- ナイロン糸付縫合針 [No.10、11、Y10-0]  
特別工程で製造されたモノフィラメント縫合糸です。強く、なめらかで、組織内において細菌の増殖を軽減させ、組織反応もより少ないナイロンフィラメント縫合糸です。
- ポリプロピレン糸付縫合針 [No.Y6-0、Y7-0、Y8-0]  
ポリプロピレンが持つ柔軟性と、なめらかさのあるモノフィラメント縫合糸です。糸の通りがスムーズで、結節に優れています。

No.	糸の形態(原寸大)	糸の号数	針の長さ(mm)	針の湾曲	針の種類	糸の長さ(mm)	糸の種類	エチコン対応	標準価格
1	ブレードシルク糸付縫合針 1/2R 17mm	4-0	17	1/2	▼	450	黒 ブレードシルク	734H	12本入 ¥4,200- 5801 885619
1B	ベアレックス糸付縫合針 1/2R 17mm	4-0	17	1/2 (強湾)	▼	450	青緑 ポリエステル ブレード	734H	10本入 ¥4,200- 5801 694286
2	ブレードシルク糸付縫合針 1/2R 24mm	3-0	24	1/2	▼	450	黒 ブレードシルク	632G	12本入 ¥4,200- 5801 885626
4	ブレードシルク糸付縫合針 3/8R 19mm	4-0	19	3/8	▼	450	黒 ブレードシルク	683G	12本入 ¥4,200- 5801 885633
4B	ベアレックス糸付縫合針 3/8R 19mm	4-0	19	3/8 (弱湾)	▼	450	青緑 ポリエステル ブレード	683G	10本入 ¥4,200- 5801 694293
6	ベアレックス糸付縫合針 1/2R 17mm	5-0	17	1/2	○	750	青 ポリエステル ブレード	X951H	12本入 ¥5,600- 5801 885641
7	ブレードシルク糸付縫合針 1/2R 17mm	3-0	17	1/2	○	750	黒 ブレードシルク	K872H	12本入 ¥4,200- 5801 885658
8	ベアレックス糸付縫合針 3/8R 19mm	4-0	19	3/8	▼	750	青 ポリエステル ブレード (黒シルク)	683G (黒シルク)	12本入 ¥4,800- 5801 885665
9	ベアレックス糸付縫合針 1/2R 17mm	4-0	17	1/2	▼	750	青 ポリエステル ブレード (黒シルク)	734H (黒シルク)	12本入 ¥4,800- 5801 885672
10	ナイロン糸付縫合針 3/8R 19mm	4-0	19	3/8	▼	750	青 ナイロン モノフィラメント (黒シルク)	662G (黒シルク)	12本入 ¥4,200- 5801 885680
11	ナイロン糸付縫合針 1/2R 17mm	5-0	17	1/2	▼	750	青 ナイロン モノフィラメント (黒シルク)	161G (黒シルク)	12本入 ¥4,950- 5801 885697
Y6-0	ポリプロピレン糸付縫合針 1/2R 13mm マイクロスコープ使用時専用	6-0	13	1/2	○	450	青 ポリプロピレン モノフィラメント	—	10本入 ¥6,800- 5801 885708
Y7-0	ポリプロピレン糸付縫合針 1/2R 10mm マイクロスコープ使用時専用	7-0	10	1/2	○	450	青 ポリプロピレン モノフィラメント	—	10本入 ¥7,500- 5801 885715
Y8-0	ポリプロピレン糸付縫合針 1/2R 10mm マイクロスコープ使用時専用	8-0	10	1/2	○	450	青 ポリプロピレン モノフィラメント	—	10本入 ¥9,940- 5801 885722
Y10-0	ナイロン糸付縫合針 1/2R 6mm マイクロスコープ使用時専用	10-0	6	1/2	○	250	青 ナイロン モノフィラメント	—	10本入 ¥14,800- 5801 885730

●一般の名称：滅菌済み絹製縫合糸  
●販売名：ブレードシルク糸付縫合針(滅菌済)  
●承認番号：16000BZZ01950000(高度管理医療機器)  
●製造販売元：株ベア-メディック

●一般の名称：ポリプロピレン縫合糸  
●販売名：ポリプロピレン糸付縫合針(滅菌済)  
●承認番号：16000BZZ01951000(高度管理医療機器)  
●製造販売元：株ベア-メディック

●一般の名称：ポリエステル縫合糸  
●販売名：ベアレックス糸付縫合針(滅菌済)  
●承認番号：16000BZZ01949000(高度管理医療機器)  
●製造販売元：株ベア-メディック

●一般の名称：ポリアミド縫合糸  
●販売名：ナイロン糸付縫合針(滅菌済)  
●承認番号：16000BZZ01909000(高度管理医療機器)  
●製造販売元：株ベア-メディック