

製品名	製品構成	販売名/一般の名称/認証番号等/製造販売元
01	カルフェU ポータブルユニット	●ポータブルユニットセル ●運搬ベルト ●販売名:カルフェU ●一般の名称:可搬式歯科用ユニット ●認証番号:226AKBZX00021000(管理・特管) ●製造販売元:(株)吉田製作所
	カルフェV ポータブルバキューム	●ポータブルバキュームセル ●運搬ベルト ●販売名:カルフェV ●一般の名称:歯科用吸引装置 ●認証番号:226AKBZX00022000(管理) ●製造販売元:(株)吉田製作所
	カルフェC ポータブルコンプレッサ	●ポータブルコンプレッサセル ●運搬ベルト ●販売名:カルフェC ●製造元:(株)吉田製作所
02	パルライト 歯科用照明器	●本体 ●三脚固定用クリップ ●ソフトケース ●販売名:パルライト ●一般の名称:汎用歯科用照明器 ●届出番号:13B2X00043000003(一般) ●製造販売元:(株)ミクロン
	パルスオキシメータ Palmic パルスオキシメータ	●本体 ●SpO ₂ センサ ●販売名:パルスオキシメータ Palmic ●一般の名称:パルスオキシメータ ●届出番号:226ABBZX00079000(管理・特管) ●製造販売元:オータックス(株)
03	With Care 患者情報管理システム	初期費用 ●製造元:(株)ナルコム
		保守額 ¥5,000/月(保守料、サーバー使用料、バージョンアップ料) ●製造元:(株)ナルコム
04	サボたくんBS 体位補助装置	●本体 ●補助マクラ ●専用バック ●製造元:(株)吉田製作所
05	印象採得・咬合採得 関連材料	●ジーシーソフトフレックス:印象材(中粘度)5函 ●販売名:ジーシーソフトフレックス ●一般の名称:歯科用シリコン印象材 ●認証番号:223AABZX00041000(管理) ●発売元:(株)ジーシー ●製造販売元:(株)ジーシーデンタルプロダクツ
		●ジーシーエクザファインバテタイプ:印象材(超高粘度)1函 ●販売名:ジーシーエクザファインバテタイプ ●一般の名称:歯科用シリコン印象材 ●認証番号:221AABZX00042000(管理) ●発売元:(株)ジーシー ●製造販売元:(株)ジーシーデンタルプロダクツ
		●ジーシーディスポーザブルトレー(有歯顎用)全形態セット:10個 ●販売名:ジーシーディスポーザブルトレー(有歯顎用)全形態セット ●一般の名称:歯科印象採得用トレー ●届出番号:27B3X00240000017(一般) ●発売元:(株)ジーシー ●製造販売元:プレミアムブラスジャパン(株)
		●ジーシーディスポーザブルトレー(無歯顎用)全形態セット:8個 ●販売名:ジーシーディスポーザブルトレー(無歯顎用)全形態セット ●一般の名称:歯科印象採得用トレー ●届出番号:27B2X00268000017(一般) ●発売元:(株)ジーシー ●製造販売元:プレミアムブラスジャパン(株)
		●ジーシーディスポーザブルトリプルトレー(上下同時用×12個) ●販売名:ジーシーディスポーザブルトリプルトレー ●一般の名称:歯科印象採得用トレー ●届出番号:27B2X00268000033(一般) ●発売元:(株)ジーシー ●製造販売元:プレミアムブラスジャパン(株)
●ジーシーバイトトレー(無歯顎用):1個 ●販売名:ジーシーバイトトレー ●一般の名称:歯科印象採得用トレー ●届出番号:27B2X00268000034(一般) ●発売元:(株)ジーシー ●製造販売元:プレミアムブラスジャパン(株)		
06	ジーシー 義歯リペアキット 義歯リペアキット	●ユニファストⅢ(粉A3・#8、液) ●マイルドリベロン(粉#8、液) ●ティッシュコンディショナー(粉、液、コート材) ●レジンプライマー ●ディスポーザブルクリーンバッグ 6枚 ●販売名:ジーシー 義歯リペアキット ●一般の名称:義歯リペアキット ●認証番号:226AABZX00007000(管理) ●製造販売元:(株)ジーシーデンタルプロダクツ
07	口腔ケアキット	●ディスポーザブル歯ブラシ 100本 ●義歯ブラシ 12本 ●入れ歯洗浄剤 1本 ●口腔清掃用スポンジ(S/M)各50本 ●口腔用ジェル 1本 ●口腔ケア吸引ブラシ 10個 ●製造元:(株)ジーシー
08	X-shot i(フルデジタル仕様) ポータブルレントゲン	●本体 ●iPad mini ●運搬ベルト ※ポータブルX線診断装置(センサータイプ) ※センサーは別売です。 ●販売名:エックスショット i ●製造販売元:(株)吉田製作所 ●一般の名称:アナログ式口外汎用歯科X線診断装置 ●認証番号:226ACBZX00020000(管理・特管・設置)
	X-shot i ポータブルレントゲン	●本体 ●iPad touch ●運搬ベルト ※ポータブルX線診断装置(フィルムタイプ) ※フィルムは別売です。 ●販売名:エックスショット i ●製造販売元:(株)吉田製作所 ●一般の名称:アナログ式口外汎用歯科X線診断装置 ●認証番号:226ACBZX00020000(管理・特管・設置)
	X-shot 専用セル X-Shot i 関連製品	●セル本体のみ ●製造元:(株)吉田製作所
09	在宅・訪問歯科診療用マニュアル マニュアル	●電子書籍用クーポンコード・使用方法説明書 ※購入後、クーポンコードを使用してサーバー上のマニュアルを閲覧 ●製造元:(株)ニッシン

【その他 関連製品】 ●カルフェC シリンジキット ●カルフェ 小物入れ
●カルフェ カート(カート+簡易台) ●運搬ベルト

禁無断転載

※当カタログに掲載の商品仕様および価格は、改良等により予告なく変更する場合があります。また、掲載商品の色調は実際の商品の色と異なる場合があります。

取り扱い商店名

◎発売元: 株式会社 **ヨシダ** <http://www.yoshida-dental.co.jp>
〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 TEL.03-3845-2941 (診療機器部)

◎製造販売元:株式会社吉田製作所
東京都墨田区江東橋1-3-6 TEL.03-6863-2272

◎製造販売元:株式会社ミクロン
東京都大田区池上2-17-7 TEL.03-3755-0396

◎製造販売元:株式会社ジーシーデンタルプロダクツ
愛知県春日井市鳥居松町2-285 TEL.0568-81-7171

◎製造販売元:プレミアムブラスジャパン株式会社
大阪府豊中市原田南1-13-5 TEL.072-735-7101



2014年7月/明/100/40

(01)02747937012666

先行発売

デンタパックココロで
訪問歯科診療がより身近に

DENTAPAC
KOKORO
デンタパックココロ

本製品は、「経済産業省委託 医工連携事業化推進事業」において、日本歯科医師会・日本歯科医学会・日本歯科商工協会の連携事業として開発・認定された製品です。

私たちは「DENTAPAC KOKORO」を通して、訪問歯科診療を必要とする方の口腔内の改善、全身疾患の低減、健康への寄与を目指し、訪問歯科診療に取り組まれる先生方のニーズに適した機器・器材をこれからも提案してまいります。



診療内容に応じて、必要なセルだけをチョイス。

いつでも、どこでも、オリジナルの診療スタイルを。

コンパクトで持ち運びもラクラク!

選べるラインナップから、自由に組み合わせ。

それぞれの訪問歯科診療器材は、同規格のセル(箱)に収納できます。訪問歯科診療で課題となる「準備・運搬」が、ここまで進化しました。



様々な運搬スタイルでの訪問歯科診療が可能に

車や公共交通機関等での移動を想定した、様々な運搬スタイルが可能です。歯科衛生士単独での訪問歯科衛生指導時、負担が軽減するよう考慮しました。

車載時は分割して運搬

設置場所を問わないセット内容



カルフェカートは、便利な簡易台付。(※写真はイメージです)

LINE UP 診療スタイルに合わせて、必要なセルをお選びください。

「DENTAPAC KOKORO」だから実現した 全て共通規格のセル!!




01 ポータブルユニット カルフェ



マイクロモーター、超音波スケーラーを標準搭載した、軽くてコンパクトなポータブルユニット「カルフェU」。市販のミネラルウォーター(500mLペットボトル)を装着し注水を行うので、常に衛生的な治療が可能です。また、バキューム部「カルフェV」、コンプレッサー部「カルフェC」とも、質量5Kgの共通規格です。

02 歯科用照明器 パルライト



明るく自然光に近いLED光で、口腔内を明るく照らします。光重畳を防止するフィルター(オプション)も装着可能です。

パルスオキシメータ



動脈血酸素飽和度(SpO2)と脈拍数を簡単に測定することができる、ポケットサイズのパルスオキシメータです。

03 患者情報管理システム With Care (ウィズケア)




患者さんの全身・口腔内情報など、訪問先で必要な情報を一括管理。医院のパソコンに保管しているレントゲン写真も閲覧可能です。居宅療養管理指導計画書などの作成も強力サポート。

04 体位補助装置 サボたくんBS



車いす等に装着し、患者さんの頭部や首をやさしくサポート。歯科治療に適した姿勢に安定させることができます。簡単・コンパクトに折りたたみ、移動時も楽に持ち運べます。

05 印象採得・咬合採得関連材料



在宅訪問診療時の補綴物作成のための印象採得・咬合採得用印象材およびトレーを取りまとめました。

06 義歯リペアキット ジーシー 義歯リペアキット



義歯補修用レジンの他、義歯切削時に便利なディスポーザブル集塵袋をご用意。訪問先での義歯補修作業を考え、携帯性・作業性に優れたキットです。

07 口腔ケアキット



口腔内のアセスメント、保湿ケア、粘膜ケア、歯の清掃、義歯ケアと、口腔ケアに必要な製品をひとまとめにしました。

08 ポータブルレントゲン X-shot i (エックスショット アイ)



軽量・コンパクトで、コードレスタイプのポータブルデンタルレントゲン。スマートデバイスにて照射条件を設定後、照射と撮影画像表示が行えます。(フルデジタル仕様・アナログ仕様の2種)

09 マニュアル 在宅・訪問歯科診療用マニュアル



DENTAPAC KOKORO パッケージ全体の取扱説明書です。訪問歯科診療の流れからマナーまで、より実践的に学ぶことができます。材料・機器の取り扱いも収載しています。

●全ての商品が同規格のセルなので、積み重ねや連結が可能。コンパクトに持ち運びができます。

●やわらかなシリコンカバーがセルの四隅を覆っているため、訪問先の運搬も安心です。

●小物入れ用セル(空箱)もご用意しています。訪問先で必要となる右記の構成部品以外の書類や備品も、ひとまとめにできます。