

バージョンアップ自由自在。診療スタイルに合わせてオプションをセクション。

# Option

オプション  
インスツルメント/チェア・テーブル・スピットンエリア

# CREST NEO

CrestNeo

スムーズでスピーディな治療のためのインスツルメント。

患者さんに安心して治療を受けていただくためのコミュニケーションツール。

さらに院内LANシステムをより進化させるための先進ツールをご用意しました。

## 01 OPTION インスツルメント

LEDライト対応タービン  
●ウィンドロード



販売名:ウィンドロード 一般的名称:歯科用ガス圧式ハンドピース  
認証番号:224ACBZX00073000(管理 特管)  
製造販売元:(株)吉田製作所

光付5倍速マイクロモーターハンドピース  
●YW SV200MLX



販売名:YWハンドピース 一般的名称:スレートギアードアングルハンドピース  
認証番号:219AKBZX00160000(管理 特管)  
製造販売元:(株)吉田製作所

超音波スケーラー  
●ブチエゾSII(光無し)



販売名:ブチエゾSII 一般的名称:歯科用多目的超音波治療器  
認証番号:227AKBZX00076000(管理 特管)  
製造販売元:(株)吉田製作所

超音波スケーラー  
●ブチエゾ(光無し/光付き)



販売名:ブチエゾ 一般的名称:歯科用多目的超音波治療器  
認証番号:220ACBZX00050000(管理 特管)  
製造販売元:(株)吉田製作所

エアースケーラー・根管拡大・洗浄装置  
●ルーティ-560-YL-Neo



販売名:ルーティ560 一般的名称:歯科用エアースケーラー  
認証番号:20700BZZ00045000(管理 特管)  
製造販売元:株式会社ミクロン 東京都大田区池上2-17-7

エアースケーラー  
●サリー



販売名:サリー 一般的名称:歯科用エアースケーラー  
承認番号:21400BZZ00149000(管理 特管)  
製造販売元:株式会社ミクロン 東京都大田区池上2-17-7

サブソニックシステム  
●ユリー



販売名:ユリー 一般的名称:歯科用エアースケーラー  
認証番号:226AKBZX00111000(管理 特管)  
製造販売元:株式会社ミクロン 東京都大田区池上2-17-7

光付マルチウエイシリンジ  
●マルチウエイシリンジ3-Lux-LED



販売名:マルチウエイシリンジ 一般的名称:歯科用口腔洗浄器  
届出番号:13B1X00133Z00024(一般)  
製造販売元:(株)吉田製作所

さあ、ネクストステージへ

## 02 OPTION チェア・テーブル

アームレスト  
●回転式アームレスト



●セパレーター

アームレスト  
●跳ね上げ式アームレスト



●ガスバーナー GBI β

●アシスタント側シリンジ

フットコントローラー  
●踏み込み式フットコントローラー



●排唾管

●テーブル用液晶モニター



### 仕様

◎電源:AC100V 50/60Hz ◎電源入力:900VA

#### 標準装備

- ◎タービン1回路:スカイロードSDC1◎マイクロモーター1基:40C(内部注水)◎マイクロモーターハンドピース:YW SV40MI・40SI
- ◎トリプルシリンジ:マルチウエイシリンジ3-ST(Dr側)◎バキューム:セントラル方式◎無影灯:クラネスライトLED◎フットスイッチ:横スライド型
- ◎コップ給水:オートカランタイマー式◎感染防止ノーバックシステム◎ヘッドレスト:頸椎保持型

●販売名:CrestNeo●一般的名称:歯科用ユニット●認証番号:226AKBZX00058000(管理 特管 設置)

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

禁無断転載

ヨシダ取扱製品に関するお問い合わせは

株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター

**0120-178-148**

※対応時間 / 月~金 9:00~19:00 土 9:00~17:00  
(日曜・祝祭日を除く)



(01)02747937013557  
C01798/2020年3月/PRO/30/@120/改

◎発売元:株式会社 **ヨシダ** 〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9

◎製造販売元:株式会社吉田製作所 東京都墨田区江東橋1-3-6

**YOSHIDA**

軽やかに越えていく。

何も飾らない。

真に必要な選りすぐりのものだけを求めていく。

そこには凜とした意志と、軽やかな飛躍があります。

自身が磨き上げた英知に導かれてまっすぐに進んでいくあなたに

いま必要なユニットとはこんなカタチなのかも知れません。

すべてはあなたと患者さんのために。

軽やかに踏み出してください。「 Crest Neo」はそんなあなたの背中を支えます。

CREST  
NEO

Crest Neo



そしてもっと高く。

高く高く登っていく。

自身が信じる最良の治療だけを買っていく。

そこには毅然とした意志と、蕩々とした広がりがあります。

たゆまない努力に導かれてさらに登っていくあなたに

いま応えてくれるユニットとはこんなカタチなのかも知れません。

すべてはあなたと患者さんのために。

軽やかに越えてください。「クレストネオ」はそんなあなたの鼓動を刻みます。



# CREST NEO



クレストネオ

操作性を追求するとこんなカタチになった。

クレストネオのテーブルは理想の診療スタイルをめざします。

# Table

ドクターテーブル

1型・ベースマウント/2型・オーバーアーム/3型・カート

どのポジションについても術者がスムーズに治療を行える機能性、例えば正面左右のハンドルや

すべてのインスツルメントに対してオプチカを採用するなど、

ドクターやハイジニストの真摯な治療欲求への回答がこのテーブル。

操作性を追求するとテーブルはこんなカタチになりました。



## 01 操作性を重視したドクターテーブル。

正面配置左右ハンドルで、どの診療ポジションでもテーブル移動が容易に行えます。無理な体勢で治療をしなくて済むので術者に無駄なストレスを与えることなく、より精度の高い治療を実現できます。



## 02 標準 OPTION 治療の信頼性を高めるさまざまなLEDインスツルメント類をご用意。

治療の正確性をさらに高めるため、光付インスツルメントを各種ご用意しました。

術野をいっそう明るく自然に確保し、つねに安定した診療を行えます。



## 03 シンプルな操作パネル。

最低限の操作スイッチ配置で迷うことなく操作が行えるよう配慮しました。術者に優しい操作が可能です。



## 04 OPTION 前面つまみ

マイクロモーターと超音波スケーラーの調節つまみをテーブル前面に。スムーズなインスツルメント調整で診療効率を高めます。



## 05 自然な明るさで口腔内を視認。

LED無影灯で自然に明るく口腔内を視認でき、治療の確実性を高めます。



治療することを実感する操作性のよさと患者さんへの配慮、そしてデザイン性。  
クレストネオのチェアは何かを犠牲にすることはありません。

# Chair

チェア  
前折れステップ/前折れ/カンター

チェアへの乗り降りをどのような患者さんにもスムーズに行っていただけるような機能性、

例えばチェアの初動時や停止時における振動を低減するなど

患者さんへの配慮を行いながらドクターやハイジニストにも操作性のよさを実感していただける装備を備えました。

3タイプのチェアは流麗なフォルムと相まってその存在を主張します。



01 | さまざまな診療に対するチェアタイプのバリエーションが質の高い治療をサポート。

前折れステップ、前折れ、カンターと3タイプのチェアをご用意しました。診療スタイルに応じたチェアタイプを選択できます。

前折れステップ



背の低いお子様や老人の方が乗り降りしやすいタイプ。

前折れ



段差のない乗り降りしやすいタイプ。

カンター



脚のラインにフィットし、座り心地がよいタイプ。

02 | チェアの初動と停止時における振動を低減。

チェアの初動と停止時における不快な振動を大幅に低減。患者さんが感じる不安感を極力和らげ、快適な診療の導入を促します。同時にスムーズなチェア動作はユニットの高級感を演出します。



03 | スムーズな患者さん導入と様々な診療ポジションが可能。

導入・退出を妨げない1型ベースマウント。後方配置のテーブルアームにより可動範囲が拡大。チェアの後方にテーブルが配置できるので、後導入にも対応。また症例に合わせて診療ポジションがとれます。



04 | 頸椎保持型2軸ヘッドレスト。

2軸可動式のため患者さんに合わせた頭部の角度調整が可能。頸椎をサポートし、開口しやすいポジションを得ることができます。



05 | コンパクトな設置範囲。

1型: ベースマウントは2,000mmのコンパクトな設置範囲を実現。限りある診療スペースでも効率よくレイアウトできます。



06 | 清潔感漂うスピットンエリア。

着脱可能なガラス鉢を採用し、清掃の簡便性をアップしています。患者さんの気になるエリアを清潔に美しく保つことができます。



組み合わせ自由自在。

診療スタイルに合わせてさまざまなパーツをセレクション。

# Selection

チェアとテーブルのさまざまな組み合わせ  
チェアタイプ/テーブルタイプ/シートタイプ/シートカラー

患者さんにもっとくつろぎを感じて欲しいならシートを「ふっかふかシート」にしてみる。

患者さんに明るい気持ちで来院してもらえそうな

明るくポップなオフィスにしたいならレッドのシートカラーをセレクトしてみる。

診療スタイルに合わせてセレクトして組み合わせる。それがクレストネオ・セレクション。

## 01 チェア3タイプ、テーブル3タイプからの組み合わせで全9タイプをご用意。

前折れステップ、前折れ、カンターの3タイプのチェアと、1型・ベースマウント、2型・オーバーアーム、3型・カートの3タイプのドクターテーブルをご用意しました。全9種類の組み合わせの中から診療スタイルに応じてセレクトできます。



写真はオプション装備例



写真はオプション装備例



写真はオプション装備例




写真はオプション装備例

## 02 標準シートカラーバリエーション 全6色からお選びいただけます



## 03 OPTION ふっかふかシートカラーバリエーション 全15色からお選びいただけます

前折れステップ、前折れ、カンターと3タイプのふっかふかシートをオプションでご用意しました。驚くほど柔らかな座り心地で患者さんの緊張をほぐします。デザイン性も含め、より上質な座り心地を提供し、デンタルオフィスのクオリティをさらに高めるオプションです。



※実際の色調と異なる場合があります。ご了承ください。



写真はオプション装備例