



Option オプションアイテム

さらに進化したオプション。

診療の幅をさらに広げるさまざまな機能。用途に合わせて数々のオプションをご用意しました。

Flushing ●フラッシング機能

口腔内に入るすべてのインスツルメント類とコップ給水の滞留水を自動サイクルで排出します。簡単な操作で、水回路をクリーンに保ちます。



Cleaning ●バキュームクリーニングシステム

洗浄液投入後、希釈・吸引を自動サイクルで行います。バキューム回路を清潔に保ち、詰まりを防止します。バキュームフィルターも交換しやすく清掃が簡単です。



Unit Color Cover & Spittoon Color ●ユニットカバーカラーとスピットンカバーカラーの組み合わせ

ユニットカバーカラー4色(ホワイトのみ標準色)とスピットンカバーカラー3色、計12パターンの組み合わせからお選びいただけます。デンタルオフィスのデザインに合わせてお選びください。
※実際の色調と異なる場合があります。ご了承ください。



ユニットカバーカラー




スピットンカバーカラー




Sheet Color ●シートの種類とシートカラー


カウンタータイプとステップタイプにそれぞれノーマルシート11色、ふっかふかシート13色をご用意しました。デンタルオフィスのデザインに合わせてお選びください。
※シートカラー数はオプションを含めた数です。実際の色調と異なる場合があります。ご了承ください。



ノーマルシート



ふっかふかシート



※ふっかふかシートは特注色を合わせて全13色ございます。

仕様

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがございます。あらかじめご了承ください。

- 仕様・型式
- 商品名:ノバセリオG ○電源:AC100V 50/60Hz ○電源入力:750VA
- チェアタイプ:カウンタータイプ/ステップタイプ ○テーブルタイプ:1型・ベースマウントタイプ/3型・カートタイプ
- 標準装備
- タービン1回路:JF-ONE SLP9000BX-F ○マイクロモーター1基:40DS-LUX【内部注水】 ○マイクロモーターハンドピース:S7-40MI/S7-40SI ○トリプルシリンジ:S型シリンジ2基 ○シリコンホース
- バキューム:セントラル方式 ○排唾:セントラル方式 ○无影灯:L型ライト ○フットスイッチ:横スライドS型 ○コップ給水:オートカラン水量感知式
- 感染防止ノーマックシステム ○チップエア ○チェアアームレスト【アシスタント側】 ○ヘッドレスト:頸椎保持型

●販売名/ノバセリオG ○一般的名称:歯科用ユニット ○認証番号:227ABBZX00073000(管理 特管 設置)

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

禁無断転載

ノバセリオの新しい仲間!

ノバセリオG

Contour type

カウンタータイプ 1型

あたらしいノバセリオがラインナップに加わりました。

その名も「ノバセリオG」。

堂々としたとか包容力があるとか

そんな感じかな。

「誠実」に「包容力」が加わった

ノバセリオのニューフェイスをよろしくおねがいます。



※写真はオプション装着例です。



(01)02747937013977

2015年10月/PRO/50/@40/新

さまざまな新機能を搭載したノバセリオG。もっともっとみんなをシアワセにしたいのです。

Step type

ステップタイプ 1型

「高齢の患者さんや子供にやさしいユニットを導入したい」

それならやさしい座り心地のふっかふかシートや

座りやすいステップ付きもありますよ。

ライトポールに患者さんにやさしい

「サポートハンドル」も付けてみました。

こんなふうに患者さんを思いやる

まじめで親切なユニット「ノバセリオG」。

きっと患者さんがよろこぶユニットですよ。



サポートハンドルって？

高齢の患者さんや
足腰の不自由な患者さんのための
転倒防止ハンドルだよ。



ライトポール設置の
サポートハンドル※が
高齢の患者さんの導入をスムーズに。

※ステップタイプに標準装備

※写真はオプション装着例です。
チェアアのシートカラーはグランブルー(特注色)

Microscope

マイクロスコープ搭載

「緻密な治療がしたい!」

それなら

マイクロスコープをユニットに搭載できますよ。

こんなふうに自分の診療スタイルを

細かくカスタマイズできる、

まじめで進化形なユニット

「ノバセリオG」。

きっと満足のいくタイプですよ。



フロアマウントって？

ユニット部が床と固定されて安定するタイプだよ。
安定感があるからマイクロスコープ※を
ユニットマウントできるよ。※オプション装備

マイクロスコープによる
精密な治療を可能にします。



※写真はオプション装着例です。

回転式スピットンをご用意。

スピットンが患者さんの正面まで90度回転するので、小柄な患者さんでも楽な姿勢でうがいができます。オプションで電動式の自動回転もご選択できます。



操作性のよいドクターテーブル。

スムーズな操作感のドクターテーブル。ドクターのコントロールをさまざまなかたちでサポートします。



3型カート

