

YOSHIDA



WAVE PICT SD



Simple to use. Easy to share.

高画質撮影

WAVE PICT SDは、80万画素の高画質を実現。マクロから歯列弓まで撮影が可能。照明システムは6個のLEDを搭載、均一に照明が当たるよう自動調整されます。また撮影した画像は、画面上にすぐに表示できるので、患者さんとのスムーズなコミュニケーションをサポートします。



快適さを目指したデザイン

WAVE PICT SDは、簡単操作ができるよう、軽量かつコンパクト設計。カメラのヘッド部分は丸くテーパのついた形状で、患者さんの快適性を確保しました。また、手元ボタンを押すだけで画像が取得できるので、術者にとっても煩わしさがありません。



Trophy Windowsによるデータ管理

WAVE PICT SDで撮影した画像は、パノラマやデンタル、3D画像と共に、Trophy Windowsで患者さんごとにデータ管理が可能。より充実したインフォームドコンセントを行えます。



モニターへ直接接続も可能

AV端子や、S端子へのビデオ出力にも対応。本体には300枚の画像保存が可能。保存された画像は手元スイッチを押すだけで、モニター等に表示させることが出来るので、説明もスムーズに行えます。

AVケーブル、
及びS端子ケーブルは
それぞれ
オプションです。



仕様

静止画像解像度	1024(H)x768(V)
ビデオ解像度	640(H)x480(V)
焦点範囲	3mm~25mm
画角	90°
撮像視野	80°
フォーカス	固定焦点
光源	白色LED×6
ビデオ出力(オプション機能)	TV-NTSC.TV-PAL、S-ビデオ
PC接続	USB2.0 高速インターフェイス

付属品



レンズカバー(20枚)



USBケーブル(3m)



カメラホルダー

オプション品

AVケーブル(3m) S端子ケーブル(3m)

取り扱い商店名

- 一般的名称: 歯科用口腔内カメラ
- 販売名: ウェーブピクトエスディー 届出番号: 13B2X00114000002 (一般医療機器)

● 販売元: 株式会社 **ヨシタ** 〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 TEL.03-5821-2921 画像情報営業本部

● 製造販売元: トロフィーラジオロジージャパン株式会社 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門5森ビル2F TEL.03-3580-6881/info@trophy-radiologie.jp

