

KAI マイクロナイフ

販売名:マイクロナイフ 一般的名称:単回使用メス
医療機器認証番号:219ABBZX00196000(管理)



マイクロナイフは、結合組織移植術などの歯周形成外科用に適した形状のナイフです。
先端の幅が1.5mm、最大幅2.0mmのテーパ形状のため刃先を繊細に動かすことが可能です。
迅速な創治癒と審美的な結果を得るために是非お役立てください。

《材 質》


- ・刃 刃物用ステンレス鋼
- ・ハンドル ポリブチレンテレフタレート樹脂

《仕 様》

- ・ディスプレイ(単回使用)
- ・EOG滅菌済み
- ・GS1-128コード対応・JANコード対応
- ・5本/箱入



精密な加工技術で、精度が高く、安定した刃先形状
特殊刃先仕上げにより実現した、優れた切れ味



マイクロナイフ 5本入 13,250円(税別)
1本あたり2,650円(税別)

KAI 替刃メス KAI SURGICAL BLADE



販売名:KAI替刃メス
医療機器認証番号:219ABBZX00078000

《材 質》

- ・刃物用ステンレス鋼

《仕 様》

- ・ディスプレイ(単回使用)
- ・γ線滅菌済み
- ・GS1-128コード対応
- ・100枚/箱入(20枚×5箱)、(最小販売単位20枚入/箱)
- ・10番台替刃の適合ハンドル: M-3, P-3



20枚入 1,000円(税別)

1枚あたり50円(税別)



替刃メス・スカルペル ナイフハンドル・ブレードリムーバー

KAI 替刃メス



- 《材質》
- ・刃物用ステンレス鋼
- 《仕様》
- ・ディスプレイ（再使用禁止）
 - ・γ線滅菌済み
 - ・20枚入
 - ・10番台替刃の適合ハンドル：M3

販売名：KAI替刃メス 一般的名称：単回使用メス用刃
医療機器製造業認証番号：219ABBZX00078000（管理）

	NO.10	¥1,000(税別)
	NO.11	¥1,000(税別)
	NO.12	¥1,000(税別)
	NO.12B	¥1,000(税別)
	NO.15	¥1,000(税別)
	NO.15C	¥1,000(税別)

KAI スカルペル




- 《材質》
- ・刃物用ステンレス鋼
- 《仕様》
- ・ディスプレイ（再使用禁止）
 - ・EOG滅菌済み
 - ・20本/箱入

医療機器製造業許可番号 21BZ000070

	NO.10	¥2,000(税別)
	NO.11	¥2,000(税別)
	NO.12	¥2,000(税別)
	NO.15	¥2,000(税別)

KAI ブレードリムーバー

- ・誤って手をケガしないようガード付です。
- ・片手で操作出来る開閉式のカバーが、収納した刃を外に出しません。
- ・収納枚数10～15枚
- ・1個/箱入



¥720(税別)

KAI ステンレス ナイフハンドル



- ・適合替刃NO: 10番台
- ・滅菌可
- ・1本入

一般的名称：ナイフハンドル（一般）
医療機器届出番号：21B2X00002000003

M3 ¥700(税別)

●取扱歯科商店名

記載されている価格に消費税は含まれません。
また、商品の内容・価格・仕様・デザイン等を予告なく変更する場合があります。

禁無断転載

発売元 株式会社 **クロスフィールド**

〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9
TEL 03-3845-2931（器材営業本部直通）

販売元：クロスフィールド株式会社
製造販売元：カイ インダストリーズ株式会社



(01)02747937011560

2013年10月/KIN/20/@10/新