

# デンタグローブ ノーパウダー ニトリル



## 目指したのは、より高い 装着感 & 安全性

**1** アンセルの技術により、  
より薄いニトリルグローブを実現。

**2** 着脱の容易さをアップ  
グローブの内側のポリマーコーティングが  
濡れた状態ででの着脱を容易にします。

**3** ゴム臭の低減と清潔感漂う白さ  
独自の製法により、ゴムの臭いを低減。グローブ  
の白さは患者さんに清潔感をあたえます。

**1** ラテックスフリー  
天然ゴムを使用していないため、国際的に問題  
となっているラテックスアレルギーのアレルギー  
反応を軽減します。

**2** 化学物質アレルギーにも配慮  
加硫促進剤やその他の刺激性化学物質をでき  
る限り低減、手荒れや、遅延型 (IV型) アレル  
ギー感作を最小化にします。

**3** 100% 目視検査実施  
ピンホールや変形を事前にチェックします。  
※欧米適用規格ASTM、EN規格の安全性を満たしています。




未滅菌、左右兼用  
サイズ SS・S・M・L  
一箱 150枚入  
標準医院価格 1,420円

# アンセル デンタグローブ ノーパウダー ニトリル

## 使いやすさと経済性の両立

- グローブは1枚ずつ取り出しやすいように梱包されています。
- 器具を把持しやすいように表面がエンボス加工されています。
- 1箱、75双(150枚)の大容量  
1箱の容量が多いので、箱の交換の手間が省け、より経済的になりました。

150枚入



### 外観及び寸法

サイズ	掌部の幅 mm	全長 mm
SS	75±5	240
S	80±5	240
M	95±5	240
L	106±5	240

一般的名称	歯科用手袋
販売名	デンタグローブノーパウダー ニトリル
届出番号	13BIX00005000208 (一般)
製造販売元	(株) ヨシダ

### 製品仕様


材質	ニトリル合成ゴム
色	白
形	左右対称
カフ部分	ビード付
外側表面加工	エンボス加工 (textured)
内面加工	ポリマーコーティング
梱包サイズ (mm)	箱 240×120×78
使用期限	35ヶ月(3年)

### 物性データ

厚み (mm)	指	0.10
	掌	0.07
	カフ	0.06
長さ (mm)	240	
形	左右対称	
強度	老化前	
	老化後	
切断時伸び率 (%)	574	563
引っ張り強度 (N)	6.6	7.3
AQL-水密性試験	AQL 1.5	

## ラテックスアレルギーについてご存知ですか?

欧米のデータでは歯科医師の13.7%がハイリスクなラテックスアレルギーに感作しています。



引用資料：赤澤 晃「Latex Allergyの基礎と臨床」(CD-ROM)

ヨシダは、ラテックスアレルギーのアレルギー反応を軽減する手袋を提供しております。

歯科医師・歯科衛生士・  
歯科医療従事者の皆さん、  
そして患者さんのために…

お取り扱い代理店

■ 製造販売元

<http://www.yoshida-dental.co.jp>

株式会社 **ヨシダ**

〒110-8507 東京都台東区上野 7-6-9  
TEL.03-3845-2931 (器材営業本部)



2014年7月/明/100/@20/新

(01)02747937012758