



# アイオノジット ベースライナー

歯科裏層用高分子系材料

## 歯科裏層用高分子系材料

### 「アイオノジットベースライナー」なら!!

ボンディング処理なしでも適用が可能。  
生体親和性にも優れています。  
裏層材としての十分な強度を有します。

#### ■ シリンジタイプなので・・・

練和不要、シリンジから直接充填でき、  
光重合20秒で硬化します。

#### ■ 適度なフローがあるから・・・

窩洞内の象牙質全体にフィットします。



アイオノジットベースライナー



ダイレクトシリンジだから  
直接充填できて便利

アイオノジットベースライナー  
スタンダード



専用のルアーロックチップで、  
ピンポイント充填できます。



アイオノジットベースライナー

0.3g×20本入 ¥20,700  
0.3g×6本入 ¥8,400  
シングルシリンジ ¥1,750



アイオノジットベースライナースタンダード

1.5g×6本入 ¥23,600  
1.5g×2本入 ¥11,200

◎販売名:アイオノジット ベースライナー ◎一般的名称:歯科裏層用高分子系材料 ◎認証番号:220AKBZX00085000(管理)

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。 価格は2017年1月現在。

禁無断転載

●製造販売元: 株式会社 **ヨシダ**

〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 TEL.03-6880-2155 (サポートセンター)

●製造元: DMG社

●お問い合わせは下記まで



(01)02747937014714

2017年1月/PRI/30/@20/新

**DMG**  
Dental Milestones Guaranteed