

EXタービン

軽さと操作性のよさを
ご体感ください。

標準医院価格:

EXタービン本体 29,800円

専用ホース 19,800円



EXタービン本体は、
軽くて保持しやすい
シリコンボディ

選べる5色の
ボディカラー

センスのいい
デンティストのための
タービン!

軽い専用ホース

YOSHIDA

軽くて操作性がよい、マイタービンハンドピース EXタービン

50%の軽さ

タービンハンドピース+ホースの

○ 重量を従来の1/2に。

軽くハンドリングがよいので、

○ コードレスに近い取り回しが可能です。



EXタービン29.6g+ホース72.8g/合計102.4g

従来の自社製タービン* 61.1g+ホース151.6g/合計212.7g

コストの低減。

価格はタービン29,800円+ホース19,800円



ユニットに合わせて
選べるカラフルな
5色のボディカラー

● 滅菌対応

● 4方注水

● ワンタッチジョイントで
ハンドピース交換が容易

● 保持しやすい
シリコンボディ

● パーの着脱は
プッシュ式

● 軽い専用ホース

※Skyroad SDC1

カートリッジ交換ができないため修理はできません。これからはカートリッジ交換修理でなくタービン本体を交換する時代です。

●一般的な名称: 歯科用ガス圧式ハンドピース ●販売名: EXタービン ●認証番号: 228AKBZX00060000 (管理 特管)

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。価格は平成29年6月現在。

禁無断転載

●発売元:

●取扱店

株式会社 **ヨシダ**

〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 TEL.03-6880-2155 (サポートセンター)

●製造販売元: (株)吉田製作所 東京都墨田区江東橋1-3-6



(01)02747937015445

C01974/2017年7月/PRI/30/@20/新