

YOSHIDA

炭酸ガス&半導体レーザー

Dual Wave 体感会

OPELASER Dual Wave
NEOS + Filio



～製品特徴～

- ① 2波長レーザー
ネオス（炭酸ガスレーザー）に
フィリオ（半導体レーザー）を搭載
- ② 特徴の違う2つの波長
様々な処置に合わせて使い分け
- ③ 単体で使用可能
別々のユニットでも使用できます

※オペレーター Dual Wave の販売名は
オペレーター NEOS と
オペレーター 25 です

日時：2017/ **9/10** 日
10:00~13:00~

会場：株式会社ヨシダ北海道営業所
札幌市北区北16条西3丁目1-15

定員：各5名

受講料：5,000円（消費税込）

お問合せ：株式会社 **ヨシダ** 北海道営業所 担当：柴田
TEL：011-756-7722 FAX：011-756-3080

講師のご紹介



岡田 修二 先生
大阪歯科大学卒業
大阪市北区開業

炭酸ガスレーザー
OPELASER NEOS



～製品特徴～

- ① 円形スキヤニングハンドピース搭載
3mm/5mmの自動円形スキヤニングで
ムラなく均一な蒸散が可能です
- ② 最大出力25Wを実現
高出力発振器搭載により、
発振モード及び照射モードの組合せで
短時間の処置を可能にし、
患者様への負担も軽減できます
- ③ 初めての噴霧冷却法を搭載で冷却効果大
発熱が少なくスムーズなレーザー治療が可能

※水道水・精製水・
生理食塩水も使用可能

●販売名：オペレーター NEOS
●一般的名称：炭酸ガスレーザー
●承認番号：22800BZX00361000（高度特管設置）
●製造販売元：株式会社吉田製作所 東京都墨田区江東橋1-3-6

半導体レーザー
OPELASER Filio



～製品特徴～

- ① 手元スイッチ採用
足元気にせず便利な照射
- ② バッテリー駆動で
電源コード不要
- ③ 細いファイバーチップ
コア径200,300,400μmで
細部への照射も可能
滅菌もできて衛生的です

●販売名：オペレーター 25
●一般的名称：ダイオードレーザー
●承認番号：22800BZX00029000（高度特管設置）
●製造販売元：株式会社吉田製作所 東京都墨田区江東橋1-3-6

※オペレーター Filio の販売名はオペレーター 25 です

「オペレーター Dual Wave 体感会」2017年9月10日（日）申込書

申込先 FAX：011-756-3080

（ふりがな） 芳名	貴医院住所 〒
貴医院名	TEL. () FAX. ()
お取引歯科商店	参加希望時間 <input type="checkbox"/> 1回目 10:00~11:00 <input type="checkbox"/> 2回目 13:00~14:00

※弊社では申込書にご記入いただいた情報は、社内で適切な安全対策の元に管理し漏洩等の防止に努めております。
お客様の同意なく第三者への開示・提供はいたしません。弊社からのセミナー、サービス、新商品のご案内等に利用させていただく場合がございます。