

いままでの1/4*の力で
ミキシングできる
アフィニスマイクロシステム

*アフィニスレギュラーボディと
アフィニスマイクロシステムレギュラーボディとの比較



25mLの小型カートリッジと専用ディスペンサーで
従来のカートリッジと比較して少ない握力で操作が可能。
握力があまりない方でもラクに操作ができます。
また、コンパクトなサイズ感でハンドリングを容易にしました。
アフィニス印象材はオートクレーブ(134℃まで)滅菌可能。



50mL



マイクロシステム
25mL



AFFINIS[®] microSystem[™]

親水性付加重合シリコーン印象材
[アフィニス] マイクロシステム

より高い

親水性・流動性


インジェクション用

アフィニス マイクロシステム ライトボディ



- セット内容:カートリッジ(25mL入)4本
ミキシングチップ20本、オーラルチップ20本
- 標準価格:7,850円

アフィニス マイクロシステム レギュラーボディ



- セット内容:カートリッジ(25mL入)4本
ミキシングチップ20本、オーラルチップ20本
- 標準価格:7,850円

アフィニス マイクロシステム プレシャス ライトボディ



- セット内容:カートリッジ(25mL入)4本
ミキシングチップ20本、オーラルチップ20本
- 標準価格:8,750円

アフィニス マイクロシステム プレシャス レギュラーボディ



- セット内容:カートリッジ(25mL入)4本
ミキシングチップ20本、オーラルチップ20本
- 標準価格:8,750円

トレー用

アフィニス パテソフト



- セット内容:ベース(300mL入)1個、
キャタリスト(300mL入)2個
- 標準価格:14,950円

アフィニス ヘビーボディ



- セット内容:カートリッジ(50mL入)2本、ミキシングチップ6本
- 標準価格:7,050円
- 使用例:ロングスハンプリッジ/フルマウス

インプラント用

アフィニス モノボディ



- セット内容:カートリッジ(75mL入)2本、ミキシングチップ8本
- 標準価格:7,850円
- 使用例・特長:インプラントコーピング
- ※硬化後はより硬さが得られます。
- ※単体1回法での印象採得が可能です。

別売品



アフィニス マイクロシステム
ディスペンサー25mL
マイクロシステム25mL用
●標準価格:9,300円



75mL用ディスペンサー
50mL・75mL用
●標準価格:18,750円



専用ユニバーサル
ミキシングチップ
ライトボディ・レギュラーボディ用
●標準価格:6,200円
(40個入)



オーラルチップ
ライトボディ・レギュラーボディ用
●標準価格:10,950円
(100個入)

経済的な大容量パッケージ 360

アフィニス360カートリッジ ヘビーボディ



- ◎アフィニス360カートリッジ ヘビーボディ スターターキット
- セット内容:ベース材、キャタリスト材各1本、
サポートカートリッジ、ミキシングチップ10個
- 標準価格:24,050円
- ◎アフィニス360カートリッジ モノボディ リフィルパック
- セット内容:ベース材、キャタリスト材各2本
- 標準価格:29,000円

アフィニス360カートリッジ モノボディ



- ◎アフィニス360カートリッジ モノボディ スターターキット
- セット内容:ベース材、キャタリスト材各1本、
サポートカートリッジ、ミキシングチップ10個
- 標準価格:24,050円
- ◎アフィニス360カートリッジ モノボディ リフィルパック
- セット内容:ベース材、キャタリスト材各2本
- 標準価格:29,000円

360用自動練和器

アフィニス専用自動練和器 シンプレス



- ◎仕様
- 寸法:330×190×380mm
- 重量:7.0kg
- 標準価格:222,000円



アフィニス360カートリッジ
ミキシングチップ(アイエロー)
●標準価格:5,050円



アフィニス360カートリッジ用
固定リング
ライトボディ・レギュラーボディ用
●標準価格:リング500円

◎アフィニスシリーズ●一般的名称:歯科用印象材●販売名:アフィニス●認証番号:220ACBZX00009000(管理) ◎シンプレス●一般的名称:歯科用練成器●販売名:シンプレス●届出番号:13B1X00005000174(一般)

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。価格は2017年10月現在。

●お問い合わせは下記まで

禁無断転載

