

# CRANESSE

クラネス

*Create a new standard series.*

チェアユニットの新基軸。これからのスタンダードユニット。





**YOSHIDA**



CRANESSE  
チェアユニットの新基軸。  
これからのスタンダードユニット。

「もっと優しく」を追求した「心地よい安心感」  
CRANESSEのチェアは、身体だけでなく  
患者様のすべてを包み込みます。

4 × 3 患者さまへの想いを創造する12通り。  
(ユニット) (チェア)



カウンター  
診療時にも安心感をもたらします。

前折れ  
段差がなくどなたでも乗り降りしやすい。

ステップ  
よりすっきりとした快適性と、様々なポジションでも安心・安全。



跳ね上げしきアームレスト (オプション)

## スロースタート&スローストップ

ゆっくりと動き始め、ゆっくり停止。チェアの動作がゆっくり、なめらか。スタートやストップの際に感じるショックを大幅に軽減し患者様に安心感を与えます。

## チェアの最低位40cm<sup>※1</sup>。

自然に座れる高さに設定することで、乗り降りがどなたでも楽にできます。最高位80cmまで上昇するので、術者が自然な直立姿勢がとれ外科処置などに適しています。

※1 カンターノ前折れ(ステップなし)の場合。チェアタイプにより最低位は40~47cmと異なります。

## チェアベースを無くしました。

術者の足元がすっきりし、診療しやすくなっています。しかも清掃性に優れており、スタッフからも掃除がしやすく、衛生的だと好評です。また、チェアの座り心地は、患者様が離れたくないほど快適です。

## 選べるカラーバリエーションで、ユニットにも個性を。

### ユニット用オプションセレクトラブルカラーパネル

標準色



ホワイト

特注色



ブルー



ピンク



ブラック

6色のシートカラーから、个性的に診療空間をコーディネート。

標準色



シャンパンホワイト



ブルーメタリック グリーンメタリック ダークブルー



ボルドーメタリック ブラックメタリック

心地よさ+エレガント。  
全15色の中からシートにも優雅さを。

### Fukka-Fuka(ふっかふか)シート ※オプションです。



バニラホワイト

リッチブラック



フレンチベージュ

L-2543

L-8146

ショコラブラウン

L-2532

L-2536

L-2537

ブルゴーニュレッド

グランブルー

L-2533

L-2538

フイツェグリン

L-8149

少ない操作ボタン。シンプルで使いやすい新型パネルスイッチ。



機能はそのままに最小限にまで操作ボタンを抑えることで使いやすさを徹底しました。従来の操作パネルと違い、シンプルで小さい操作パネルです。



新開発の「クラネスライトLED (非接触センサースイッチ方式)」を標準装備。



自然に明るく、立体的な照射視野を確保します。スイッチに非接触センサーを採用し、外科処置時などに直接スイッチに触れることがなく衛生的です。

その装備は、ドクターの技術を支えるために存在する。

フットコントローラー



標準フットコントローラー

オプションフットコントローラー

インストルメントの回転数を制御しやすい横スライドタイプを標準搭載。踏み込む位置や加減により、適正にコントロールが可能です。

タービン



スカイロードSDC1

タービンLED球

明るく広い照射視野を確保するLEDライトに対応しています。軸がブレにくく、スピーディーな治療をサポートします。

販売名:スカイロード/一般的名称:歯科用ガス圧式ハンドピース  
医療機器認証番号:216AKBZX00116000(管理特管)

内部注水光付マイクロモーター



40DS-LUX(標準)  
医療機器認証番号:  
20900BZZ00110000(管理特管)

40HS-LUX(オプション)  
医療機器認証番号:  
21700BZZ00045000(管理特管)

切削時の音も小さく、マイクロモーターならではの高トルクにより、安定した回転速度を実現。切削時間の短縮が可能のため、診療の効率化につながります。

ユニコト搭載型超音波スケーラー



プチピエソII  
医療機器認証番号:  
220ACBZX00050000(管理特管)

スケーリングやルートプレーニングに使用できる超音波スケーラーです。フィードバック機能により、常に安定した発振をします。

★はオプションになります。

「クラネス」しませんか？

クラネスシリーズ  
特別仕様

◎標準価格

クラネス カンター:1型 3,760,000円 / 2型 3,900,000円 / 3型 3,670,000円 / 6型 3,610,000円  
クラネス 前折れ:1型 3,820,000円 / 2型 3,960,000円 / 3型 3,730,000円 / 6型 3,670,000円  
クラネス 前折れステップ:1型 3,850,000円 / 2型 3,990,000円 / 3型 3,760,000円 / 6型 3,700,000円

※下記価格は別割、取付料別です。

●販売名:クラネス ●一般的名称:歯科用ユニット ●認証番号:224AKBZX00124000(管理特管設置)

特別仕様



超音波スケーラ  
プチピエソII 光付き  
◎標準価格:320,000円

+



Fukka-Fukkaシート  
◎オプション価格:185,000円

限定  
200台

凛とした存在感で、空間を創造する、  
これからのスタンダードユニット

**CRANESSE**  
|クラネス|

キャンペーンの詳細・価格は  
ヨシダ営業所まで  
お問い合わせください。

※本カタログに掲載の商品仕様および価格は、改良等により、予告なく変更する場合がございます。また色調は実際の商品と異なる場合がございます。予めご了承ください。

販売名/クラネス◎一般的名称:歯科用ユニット(管理医療機器 特管 設置)◎医療機器認証番号:224AKBZX00124000

本体色:[標準]ホワイト [オプション]ブルー、ピンク、ブラック

チェアシート 6色:ブルーメタリック、グリーンメタリック、ダークブルー、ボルドーメタリック、ブラックメタリック、シャンパンホワイト

オプション:フッカフカシート15色

◎発売元: 株式会社 **ヨシダ**

〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 TEL.03-3845-2941(機械部)

製造販売元:株式会社吉田製作所 東京都墨田区江東橋1-3-6



(01)02747937013359

2015年3月/PRO/200/@40/新