

紫外線灯付壁掛けキャビネット

# ヨシダ抗菌キャビネット

180 / 360

理想的な空間に溶け込むシンプルなフォルム

主役は空間。

ヨシダの抗菌キャビネットは  
機能性と使いやすさを追求した  
スマートな壁掛け式収納です。



TYPE : 360

## Cabinet

両開きの360タイプから  
右開き・左開きの180タイプ



180L

TYPE : 180(左開き)

TYPE : 180(右開き)



180R

さらに使いやすく、より機能的なキャビネットに。

## 診療室に溶け込む 明るいデザイン

診療空間にずっと溶け込み、開業やリニューアルの様々な内装にマッチします。

外側は傷がつきにくく、内側は耐食性に優れています。

傷や錆の心配が減り、清潔にご使用いただけます。



### キャビネットの中心に 装備された紫外線灯 (360)

1本の紫外線灯で左右両側に効率的に照射します。  
紫外線灯の点灯にはグロー球を使用しない  
インバータ方式を採用しました。

### 紫外線灯の交換がカンタンで 予備の保管場所も確保

本体の中心に紫外線灯をレイアウトしているため  
引き出すだけで、簡単に紫外線灯を交換できます。  
予備の紫外線灯を保管する場所も確保し、  
切れた際には即座に交換作業が可能です。

#### ●オプション品

#### ST抗菌バット

- ◎サイズ：W245×D147×H9mm
- ◎セット内容：12枚入
- ◎標準価格：22,800円(消費税別)



#### STバット

- ◎サイズ：W245×D147×H9mm
- ◎セット内容：12枚入
- ◎標準価格：13,000円(消費税別)




## ヨシダ抗菌キャビネット

- ◎付属品：紫外線灯GL-10 2本(予備含む) / バット【360】12枚【180】6枚  
壁面取付用実寸型紙 / 壁止用金具 / 固定用ネジ
- ◎外形寸法：【360】W620×H523×D223mm  
【180】W305.7×H522.7×D223mm
- ◎標準価格：【360】145,000円(消費税別)  
【180】110,000円(消費税別)




#### ●寸法図



#### 【360】

#### 【180 (左開き)】

※右開きも同サイズになります。



※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

価格は2019年8月現在。消費税は含まれておりません。

禁無断転載

●取扱店

ヨシダ取扱製品に関するお問い合わせは

株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター

**0120-178-148**

※対応時間 / 月～金 9:00～19:00 土 9:00～17:00  
(日曜・祝祭日を除く)



C02153/2019年12月/◎20/10/改

●発売元：株式会社 **ヨシダ** 東京都台東区上野7-6-9