

**YOSHIDA**

# コンパクト CAD/CAM ソリューション

ミリング  
マシン

+

小型  
集塵機

卓上型で優れた操作性の、  
ハイコストパフォーマンスモデル

Milling



コエックス  
300-4DX  
ミリングマシン

標準価格:3,900,000円

4軸カービング方式で効率的に加工  
乾式加工でメンテナンス負担軽減  
サイズ:W545×D590×H630mm

Vacuum

コエックス用  
サイレントCAM  
コンパクト集塵機



CAD/CAM 専用  
小型集塵用バキューム

インターフェースケーブル接続で、  
ミリングマシンと連動できます。  
ファインフィルターが自動振動で、  
粉塵が集塵トレーにふるい落とされます。

標準価格:242,200円

(本体:220,000円、交換モーター1個:22,200円)

## 技工室空間に変革をもたらす 小型CAD/CAMソリューション

## コエックス 300-4DX ミリングマシン



## 省スペースを重視した卓上型コンパクトモデル サイコテック社製スピンドル搭載

コエックス 300-4XD ミリングマシン 技術仕様	
加工方式	乾式
加工軸	同時4軸(X,Y,Z,A)
加工領域	145×120×85mm A軸±180°
スピンドル回転数	6,000rpm～60,000rpm
スピンドル電力	AC 0.5kW
ミリングバー収容数	12本
ミリングバー先端径	ガラスセラミック用バー:2.5, 1.5, 1.0, 0.6mm ジルコニア用バー:2.0, 1.0, 0.6, 0.3*mm PMMA・ワックス用バー:2.0, 1.5, 1.0mm ※ジルコニア用バー0.3mmはオプションです。
加工可能な材料	切削加工用レジン材料 歯科用キャストイングワックス(ハイブリッドレジン、ジルコニア、PMMA、ワックス)
装着可能な材料形状	ブロック:ピン直径6mm ディスク(段付):段部 直径98mm,高さ10～30mm, 胴部 直径95mm
装着可能なブロック数	6個
精度	±5μm
電源	AC 100～240V 50/60Hz
消費電力	1.2kW
寸法	W545 × D590 × H630mm
重量	90kg
適応圧縮空気	0.6MPa

一般的名称:歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット  
届出番号:13B1X00005000234(一般)

## コエックス用 サイレントCAMコンパクト集塵機



コエックス用 サイレントCAMコンパクト集塵機

本体寸法	W245 × D500 × H440mm
重量	約13.2kg
電源	AC100 50/60Hz
消費電力	480W
最大体積流量	2,500L/min
集塵トレー容量	約2.6L
騒音レベル	55dB
モーター稼働時間	1,000時間

## 静音設計でCAD/CAM専用の集塵機



### ダストバック不用で経済的

粉塵が集塵トレーに直接ふるい落とされるので、日々の清掃が簡単。ダストバックを清掃・交換する手間・コストが抑えられます。



### 集塵量確認お知らせタイマー付き

設定した駆動時間に達すると、ピープ音とゴミ捨てサインランプによりお知らせ。手を汚さず、集塵量を確認することができます。



### インターフェースケーブル接続により、ミリングマシンとの自動連動可能

ミリングマシンからの信号でON/OFF制御ができるので、連続稼働を減らせて、モーターの負荷を抑えることが可能です。

表示価格はすべて税別です。

ヨシダ取扱製品に関するお問い合わせは

株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター

**0120-178-148**

※対応時間 / 月～金 9:00～19:00 ± 9:00～17:00  
(日曜・祝祭日を除く)



(01)02747937017692

C02198/2020年1月/50/@20/PRI/新