

スクリーン 1: 処方箋発行形態
ステップ 1: Profit 電子処方箋マニュアル

Profit 電子処方箋マニュアル

処方箋発行形態

スクリーン 2: 処方箋発行形態
ステップ 2: 処方箋発行形態の種類

処方箋発行形態

処方箋発行形態の種類

スクリーン 3: 処方箋発行形態

ステップ 3: 処方箋発行形態の種類

処方箋発行形態は次の3種類になります。

1. 電子処方箋
2. 紙処方箋
3. 未指定

※未指定とは、電子処方箋管理サービスにデータを登録せずに紙の処方箋を発行することを指します。（従来の紙処方箋で扱います）

下記に示すケースの際に使用します。

- ケース1 患者さんの有効な被保険者番号を確認できない場合
- ケース2 医療保険適用外の医薬品を扱う処方箋を発行する場合
- ケース3 医療保険適用外の診療時に処方箋を発行する場合
- ケース4 エラー等により電子処方箋管理サービスに登録できない場合 等

スクリーン 4: 処方箋発行形態

ステップ 4: 処方箋発行形態の種類

The screenshot displays a software interface for issuing prescriptions. A red box highlights a preview window titled '処方内容(控え)' (Prescription Content (Draft)). This window shows a QR code, a unique identifier '引換番号: 316546', and patient information including name '電地 有五 様', birth date '2022年 6月13日', and expiration date '2022年 6月16日'. It also lists the medical institution 'テスト病院' and its contact details. To the right of the preview, an orange callout box explains: '発行形態が「電子処方箋の場合」発行される処方箋が変わります。' (When the issuance type is 'Electronic Prescription', the issued prescription will change.) and '電子処方箋の場合、処方箋プレビューの代わりに処方内容(控え)が出力されます。' (In the case of an electronic prescription, the prescription content (draft) will be output instead of the prescription preview.) Below the preview, a table shows financial details: '前回未収' (Previous Unpaid) 1080, '今回未収' (This Time Unpaid) 0, '当月累計' (Current Month Cumulative) 1080, and '未収金' (Unpaid Amount) 0. At the bottom, there are buttons for '新規作成' (New Creation) and a table header with columns '数' (Quantity), '単価' (Unit Price), '金額' (Amount), and '税' (Tax).

スクリーン 5: 処方箋発行形態
ステップ 5: 処方箋発行形態の種類

処方せん

電子処方箋対応
引換番号: 077428
(この処方箋は、どの保険薬局でも有効です。)

処方箋
0000000001

34歳/社本/ / /

令和 6年 1月12日 R 6/ 1 診療分

購入歴

診療科目: 内科

診療時間: 10:00~18:00

発行形態が「紙処方箋の場合」
発行される処方箋は変わらず
引換番号が印字されます
この印字番号にて薬局で処方されます

窓口精算し

紙処方箋の場合、電子処方箋対応
引換番号が印字されます。

項目	数	単価	金額	税
新規作成				

項目	数	単価	金額	税
新規作成				

合計	0		点数	133
その他	0		保険負担	400
値引き	0		雑収金額	0
(内)消費税	0		自費金額	0
消費税	0		値引き	0
本日請求	0		(内)消費税	0
前回未収	0		消費税	0
合計請求	0		入金額	400
入金額	0		未収金	0
未収金	0			

スクリーン 6: 処方箋発行形態
ステップ 6: 処方箋発行形態の種類

処方せん

電子処方箋対応
引換番号: 077428
(この処方箋は、どの保険薬局でも有効です。)

処方箋
0000000003

34歳/社本/ / /

令和 6年 1月12日 R 6/ 1 診療分

購入歴

診療科目: 内科

診療時間: 10:00~18:00

発行形態が「未指定」の場合

窓口精算してください

未指定の場合、従来の処方箋が出力されます。

消費税	0		前回未収	1080
お釣り	0		今回未収	0
自費				
当月累計				
実日数			点数	360
保険負担			保険負担	1080
値引き	0		雑収金額	0
(内)消費税	0		自費金額	0
消費税	0		値引き	0
本日請求	0		(内)消費税	0
前回未収	0		消費税	0
合計請求	0		入金額	1080
入金額	0		未収金	0
未収金	0			

ステップ 7: 処方箋発行形態の表示箇所

患者様ごとに設定された、
処方箋発行形態は以下の画面で表示されます。

- ①待患者画面
- ②受付業務
- ③診察業務：薬剤パネル

ステップ 8: 処方箋発行形態の表示箇所

状态表示	患者氏名	担当 Dr	最终診療日	予定処置	伝言
予約経過	年齢番号	保険種別(負担割合)	処方箋形態		初診
診療待 0分	資格 一郎 様 34歳 ー 000000032	未指定 社保本(30%)	紙		初診

ステップ 9: 処方箋発行形態の表示箇所

No.		[32]	資格	一郎	34歳/社本// /	未指定	令和 6年 1月10日	開始
-----	--	------	----	----	------------	-----	-------------	----

カナ氏名 ｼｵｶ ｲﾁｺ 漢字氏名 資格 一郎 性別 ♂男 ♀女 生年月日 H 2 / 1 / 1 34 歳 保険者名 富士通健保組合 保険者番号 06140248 負担区分 本人 家族 負担率 30 % 被保険記号 20 被保険番号 001 診療開始日 R 6 / 1 / 10 最終診療日 初来院日 R 6 / 1 / 10 職務上事由 なし 保険証確認 R 6 / 1 / 10 高額療養費 なし 処方箋形態 紙処方箋	診察券QR 顔認識紐付 才調 確認 有効期限 PUSH送信 受付業務画面	情報 リコール Tel 1 2 〒 住所 地域 未使用 来院理由 メール① メール② メール③ メール
---	--	--

カルテ記載	来院履歴	予約履歴	保険履歴	家族情報	リコール	訪問設定	紹介者	オン資履歴
保険者名 富士通健康保険組合 〒 Tel 044-738-3013 住 所 神奈川県川崎市中原区小杉町 3-264-3 エンビル 資格取得日 被保険者名 資格 一郎				事業所名 〒 Tel 住 所 職 業 続 柄 本人 編集			主 訴	

スクリーン 10: 処方箋発行形態

ステップ 10: 処方箋発行形態の表示箇所

[illegible]

スクリーン 11: 処方箋発行形態
ステップ 11: 処方箋発行形態の登録方法

処方箋発行形態 登録方法

処方箋発行形態は患者様ごとに以下の画面で設定可能です。

- ①オンライン資格確認から取込
②受付業務で変更

スクリーン 12: 処方箋発行形態
ステップ 12: 処方箋発行形態の登録方法

方法1 オンライン資格確認で取込

「オンライン資格確認(顔認証)」の有効
下記項目が変更されます。
処方箋形態

現在の登録情報		オンライン資格確認情報	
カナ氏名	カナ 4907	カナ 4907	
漢字氏名	資格 一郎	資格 一郎	
性別	男	男	
生年月日	H 2 / 1 / 1	H 2 / 1 / 1	
保険者番号	06140248	06140248	
記号	20	20	
番号	001	001	
枝番	01	01	
負担区分 (本人・家族)	本人	本人	
負担割合 (高齢)	なし		
高額療養費	無	無	
特別療養費		無	
被保険者氏名	資格 一郎	資格 一郎	
資格取得日			
有効期限		無	
薬剤情報閲覧同意		有	
特定継続給付協賛可薬			
処方箋形態	紙処方箋	電子処方箋	

取消

全選択

上書更新

訴

スクリーン 13: 処方箋発行形態 ステップ 13: 処方箋発行形態の登録方法

方法1 オンライン資格確認で取込

患者様が顔認証リーダーの処方箋発行形態選択画面で電子処方箋を選択した場合は、オンライン資格確認情報に「電子処方箋」と反映されます。

それ以外の全てのケースでは「紙処方箋」と表示されます。以下が一例です。

- ・顔認証リーダーで紙処方箋を選択時
- ・顔認証リーダーで未選択時
- ・顔認証リーダー未使用時
→「才資確認」実施時です。

現在登録情報

項目	現在登録情報	オンライン資格確認情報
カナ氏名	カキ イロ	カキ イロ
漢字氏名	資格 一郎	資格 一郎
性別	男	男
生年月日	H 2 / 1 / 1	H 2 / 1 / 1
保険者番号	06140248	06140248
記号	20	20
番号	001	001
枝番	01	01
負担区分 (本人・家族)	本人	本人
負担割合 (高齢)	なし	なし
高額療養費	無	無
特別療養費	無	無
被保険者氏名	資格 一郎	資格 一郎
資格取得日		
有効期限		無
薬剤情報閲覧同意		有
特定健診情報閲覧同意		有

処方箋形態: 紙処方箋 / 電子処方箋

カルテ記載: 来院履歴 / 予約履歴

保険者名: 富士通健康保険組合

〒: 044-738

住所: 神奈川県川崎市中原区小杉町 3-264-3 エンビル

資格取得日: 資格 一郎

被保険者名: 資格 一郎

職業: 本人

続柄: 編集

スクリーン 14: 処方箋発行形態 ステップ 14: 処方箋発行形態の登録方法

方法2 受付業務で直接変更

患者様の情報呼び出し、処方箋発行形態の項目を直接変更します。

現在登録情報

項目	現在登録情報	有効期限
カナ氏名	カキ イロ	
漢字氏名	資格 一郎	
性別	男	
生年月日	H 2 / 1 / 1	
保険者名	富士通健康保険組合	
保険者番号	06140248	
負担区分	本人	
負担率	30 %	
被保険記号	20	
被保険番号	001	
診療開始日	R 6 / 1 / 10	
最終診療日	R 6 / 1 / 10	
保険証確認	R 6 / 1 / 10	
高額療養費	なし	
処方箋形態	紙処方箋	
	未指定	
	電子処方箋	
	紙処方箋	

カルテ記載: 来院履歴 / 予約履歴 / 保険履歴 / 家族情報 / リコール / 訪問設定 / 紹介者 / オン資履歴

保険者名: 富士通健康保険組合

〒: 044-738-3013

住所: 神奈川県川崎市中原区小杉町 3-264-3 エンビル

資格取得日: 資格 一郎

被保険者名: 資格 一郎

職業: 本人

続柄: 編集

スクリーン 15: 処方箋発行形態
ステップ 15: 処方箋発行形態の登録方法

No. 32

資格 一郎

34歳

令和6年1月12日

開始

補足

カナ氏名 ｼｬｸ ﾔﾁﾛｳ

漢字氏名 資格 一郎

性別 男

生年月日 R 2 / 1 / 1 34 歳

保険者名 富士通健保組合

保険者番号 06140248

負担区分 本人

負担率 30 %

被保険番号 20

診療開始日 R 6 / 1 / 12

最終診療日 R 6 / 1 / 12

保険証確認 R 6 / 1 / 12

高額療養費 なし

処方箋形態 紙処方箋

診療券QR

顔認証紐付

才資 確認

有効期限

校番 01

初来院日 R 6 / 1 / 12

職務上事由 なし

高額療養費同意

公費

負担番号

受給番号

福祉

負担番号

受給番号

障害区分 加算なし

減免区分 なし

特例区分 なし

特記事項

保険変更

有効期限

住所

地域 未使用

来院理由

データ更新

OK

カルテ記載

来院履歴

予約履歴

保険履歴

家族情報

リコール

訪問設定

紹介者

主

保険者名 富士通健康保険組合

事業所名

住所 神奈川県川崎市中原区小杉町 3-264-3 エンビル

資格取得日

被保険者名 資格 一郎

続柄 本人

編集

処方箋発行形態を変更する際、当日に薬剤の入力があると変更できません。
電子処方箋サービスの登録データを先に変更する必要があるためです。
そのため、先に当日分の薬剤を削除してから、処方箋形態の変更をして下さい。
※薬剤データの削除方法については、「処方箋登録、変更、取消」マニュアルを参照ください。