

スクリーン 1: Profit電子処方箋：制限事項など

ステップ 1: Profit 電子処方箋マニュアル：制限事項など

Profit 電子処方箋マニュアル

制限事項など

スクリーン 2: Profit電子処方箋：制限事項など

ステップ 2: 電子処方箋制限事項（待合画面）

The screenshot displays the Profit electronic prescription system interface. At the top, a table shows patient information:

状態表示	患者氏名	担当 D
予約 経過	年 齢 番 号	保険種別
診 療 待	吉田 太郎 様	未指定
1 分	39 歳 ー 000000001	国保本 (30%) 未指定 再 診

An orange callout box points to the table with the text: 電子処方箋制限事項 前提利用.待合画面

Below the table, a large orange speech bubble contains the text: 電子処方箋の利用には、待合画面の利用が必要です。直接患者番号から患者データを読み出した場合は、電子処方箋は動作いたしません。

The right side of the screen shows a vertical list of images, including a patient's face and a hand, with labels like F1.jpg (2018/5/7) and R1.jpg (2018/5/21). A sidebar on the far right contains various icons for system functions.

スクリーン 3: Profit電子処方箋：制限事項など
ステップ 3: 電子処方箋制限事項（オン資実行）

No. 31

資格 一郎

34歳

電子処方箋制限事項
1. オン資実行

年 1月15日 開始

当月 193点

実日数2日

訪問指定 なし

月 日	部位	療 法 ・ 処	点	金額
		明細書発行体制等加算	1	
		(内)【般】ロキソプロフェンNa錠60mg 1錠 ×3日分	—	
		(用法・用量：1日3回 毎食後)	—	
		処方箋料	68	
		処方箋料[一般名処方加算2]	5	
		未指定 令和 6年 1月12日	122点	400円
1 15	歯科 再診	電子処方箋		
	再診時歯科外来診療環境体制加算1	オンライン資格確認を実行してください。 処方箋登録ができません。		
	明細書発行体制等加算			
	未指定 令和 6年 1月15日	計	60点	180円

オンライン資格確認（顔認証）を実行していない、または資格が無効の場合は、
電子処方箋管理サービスに登録ができません。

その場合、診療業務で該当患者データを表示した際に下記メッセージが表示されます。
患者様に、オンライン資格確認（顔認証）を実施いただくか、有効な保険情報に変更が必要です。

スクリーン 4: Profit電子処方箋：制限事項など
ステップ 4: 電子処方箋制限事項（当日分のみ）

No. 31

資格 一郎

34歳

電子処方箋制限事項
2. 当日分のみ

令和 6年 1月15日 開始

当月 193点

実日数2日

訪問指定 なし

月 日	部位	療 法 ・ 処	点	金額
		明細書発行体制等加算	1	
		(内)【般】ロキソプロフェンNa錠60mg 1錠 ×3日分	—	
		(用法・用量：1日3回 毎食後)	—	
		処方箋料	68	
		処方箋料[一般名処方加算2]	5	
		未指定 令和 6年 1月12日	122点	400円
1 15	歯科 再診	電子処方箋		
	再診時歯科外来診療環境体制加算1	当日以外は処方箋登録ができません。		
	明細書発行体制等加算			
	未指定 令和 6年 1月15日	計	60点	180円

当日分の薬剤入力のみ、電子処方箋管理サービスに登録（処方箋登録、変更、取消）ができます。

過去の診療データの日付行を選択した場合、メッセージが表示されます。

自動算定 チェック 確定
新規部位入力
前回Do 1号傷病名 自費 病編

スクリーン 5: Profit電子処方箋：制限事項など
ステップ 5: 同日再診

電子処方箋制限事項
3.同日再診

電子処方箋
同日再診時の処方箋のみ登録できます。

同日再診時は、最新の日付のみ電子処方箋管理サービスに登録ができます。
例) ①1/16 10時に初診で入力。この時点では処方箋登録可能。
②1/16 15時に再診(同日再診)で入力。この時点で①の処方箋登録が不可になり、②の処方箋登録のみ可能。
③1/16 17時に②を日付ごと削除。この時点で①の処方箋登録が可能になる。
「同日再診ですか?」のダイアログで「はい」を選択時にメッセージが出ます。

スクリーン 6: Profit電子処方箋：制限事項など
ステップ 6: 処方箋形態

電子処方箋制限事項
4.処方箋形態

処方箋発行形態を変更する際、当日に薬剤の入力があると変更できません。電子処方箋サービスの登録データを先に変更する必要があるためです。
そのため、先に当日分の薬剤を削除してから、処方箋形態の変更をして下さい。
当日に薬剤データがある場合、処方箋形態を変更後、"登録"または"来患登録"を選択時にメッセージが出ます。

スクリーン 7: Profit電子処方箋：制限事項など ステップ 7: 診察⇄受付

電子処方箋制限事項
5. 診察⇄受付

診察業務から受付業務への切り替えはできません。※受付業務から診察業務への切替は可能です。

電子処方箋管理サービスへの登録がカルテ入力を確定させたタイミング（診察業務ツールバーの"登録"または"一時保存"選択）で実行するため、未確定のまま受付業務へ切り替えを行うことができないため。

診察業務で患者データを表示した状態で"受付⇄診察"を選択時にメッセージが表示されます。一度登録または取消実行頂く必要がございます。

スクリーン 8: Profit電子処方箋：制限事項など ステップ 8: 直接精算

電子処方箋制限事項
6. 直接精算

特定の条件下で直接精算(待患者を使用しないで精算)はできません。

電子処方箋管理サービスへの登録がカルテ入力を確定させたタイミング（診察業務ツールバーの"登録"または"一時保存"選択）で実行するため、未確定のまま精算業務へ切り替えを行うことができないため制限しております。

次の3パターンでメッセージが出ます。

- ①診察業務で"精算"を選択時
- ②診察業務→受付業務に切り替え→"精算"を選択時
- ③受付業務→診察業務に切り替え→"精算"を選択時

※メインメニュー→受付業務で"精算"を選択時はメッセージが出ずに精算可能です。

電子処方箋制限事項

7. 申し送り

カナ氏名	カノ 伊吹
漢字氏名	資格 一郎
性別	男
生年月日	H 2 / 1 / 1 34 歳
保険者名	富士通健保組合
保険者番号	06140248
負担区分	本人
負担率	30 %
被保険記号	20
被保険番号	001
診療開始日	R 6 / 1 / 12 初来院日
最終診療日	R 6 / 1 / 16 職務上事由
保険証確認	R 6 / 1 / 12 高額療養費
高額療養費	なし
処方箋形態	電子処方箋

メモ(申し送り)画面で投薬用法の変更はできません。

電子処方箋管理サービスへの登録がカルテ入力を確定させたタイミング（診察業務ツールの"登録"または"一時保存"選択）で実行するため、未確定のまま、申し送り画面で変更ができないため制限しております。

処方箋形態が未指定の場合も同様の制限となります。