


電子カルテ情報共有サービス 導入後変更点

電子カルテ情報共有サービス導入後の Profit の操作の変更点についてご案内いたします。

電子カルテ情報共有サービス導入後、以下の点について運用が変わります。

顔認証リーダーの変更点

顔認証リーダーのメッセージが変わります。



過去の医療情報等の提供に同意しますか。
【手術・傷病名、感染症／
診療、お薬／健診】

全て同意する

個別に同意する

上記画面のメッセージの文言が変わります。

『診療』 → 『傷病名、感染症／診療』に変わります。

Profit の変更点

●変更点 1

オン資比較画面が変わります。

現在の登録情報		オンライン資格確認情報	<input checked="" type="checkbox"/> 全選択
カナ氏名	カカ 伊吹	カカ 伊吹	<input type="checkbox"/>
漢字氏名	資格 一郎	資格 一郎	<input type="checkbox"/>
性別	男	男	<input type="checkbox"/>
生年月日	H 2/ 1/ 1	H 2/ 1/ 1	<input type="checkbox"/>
保険者番号	06140248	06140248	<input type="checkbox"/>
記号	10	10	<input type="checkbox"/>
番号	001	001	<input type="checkbox"/>
枝番	01	01	<input type="checkbox"/>
負担区分 (本人・家族)	本人	本人	<input type="checkbox"/>
負担割合 (高齢)			<input type="checkbox"/>
高額療養費	適用区分ア:70歳未満	適用区分ア:70歳未満	<input type="checkbox"/>
特別療養費	無	無	<input type="checkbox"/>
被保険者氏名	資格 一郎	資格 一郎	<input type="checkbox"/>
資格取得日	H24/ 4/ 1	H24/ 4/ 1	<input type="checkbox"/>
有効期限			<input type="checkbox"/>
公費負担番号			<input type="checkbox"/>
公費受給番号			<input type="checkbox"/>
公費月上限額			<input type="checkbox"/>
生保交付番号			<input type="checkbox"/>
薬剤情報閲覧同意		有	<input type="checkbox"/>
特定健診情報閲覧同意		有	<input type="checkbox"/>
臨床情報閲覧同意		有	<input type="checkbox"/>
処方箋形態	電子処方箋	電子処方箋	<input type="checkbox"/>

『臨床情報閲覧同意』行が増えます。

※手術情報、診療情報、健診情報のいずれかで患者様からの同意があった場合に、

『有』と表示されます。

『有』と表示された場合、『オン資履歴タブ』で臨床情報の取得を実施してください。

●変更点 2

『オン資履歴タブ』に臨床情報の項目が追加されます。

カルテ記載		来院履歴		予約履歴		保険履歴		家族情報		リコール		訪問設定		紹介者		オン資履歴	
種別	確認日	薬剤・診療情報要求期限		特定健診情報要求期限		臨床情報要求期限		保険番号		記		追加	削除				
マ○	R 8/ 4/ 9	R 8/ 4/10	09:30	R 8/ 4/10	09:30	R 8/ 4/10	09:30	06140248	101								
マ○	R 8/ 4/ 2	R 8/ 4/ 3	09:30	R 8/ 4/ 3	09:30	R 8/ 4/ 3	09:30	06140248	101								

① 『臨床情報要求期限』列が増えます

記載されている日時以内に臨床情報の取得を実施してください。

② 『臨床』ボタンが増えます

臨床情報を取得するボタンです。

臨床情報を取得したい行を選択し、『臨床』ボタンをクリックします。

プレビュー画面が開き、PDF で臨床情報が表示されます。(変更点 3 を参照)

●変更点3

臨床情報プレビュー画面が増えます。





図 32. 臨床情報一覧の PDF 帳票ファイルサンプルイメージ

臨床情報一覧				作成日：2024年10月22日		1/1頁	
氏名カナ	オノ タロウ			保険者番号	12345678		
氏名	小野 太郎			被保険者証等記号	1234567		
生年月日	1980年4月7日	性別	男	年齢	44歳	被保険者証等番号	12345
				枝番	00		
<p>◆注意◆ 検索できた臨床情報が多いため、出力件数を制限しました。 最大出力件数：XXXX件 ※検査情報は出力件数に含まれていません</p>							
傷病名				閲覧同意：あり			
病名	病名	登録医療機関名	長期保存				
2024年03月24日	主 インフルエンザ	△△内科クリニック					
2020年04月21日	前立腺癌の疑い	未告知					
2016年05月30日	主 2型糖尿病	××病院	○				
2012年06月20日	高血圧症	△△内科クリニック					
終了病名							
病名開始日	終了日	病名	登録医療機関名	長期保存			
2023年06月20日	2023年07月03日	急性腎盂腎炎	××病院				
2022年01月09日	2022年01月23日	主 膵臓癌の術後	□□大学病院				
2021年06月09日	2021年07月09日	主 急性副鼻腔炎	△△内科クリニック				
2014年10月27日	2014年11月10日	主 後頭部外傷・頭蓋内に達する開放型合併あり	◇◇医療センター	○			
感染症情報				閲覧同意：あり			
検体採取日時	検査項目	基準値	検査結果	登録医療機関名	長期保存		
2024年10月21日15時10分	梅毒TP抗体(定性)	陰性	判定保留	○△クリニック			
2024年10月21日15時10分	HBs抗原(定量)	~0.03U/mL	0.04U/mL H	○△クリニック			
2023年04月07日11時00分	HBe抗体(定性)	(-)	陰性	◇◇診療所			
2010年07月08日10時30分	HIV-1-2抗体(定性)	陰性	陰性	××病院	○		
薬剤アレルギー等情報				閲覧同意：あり			
登録日	薬剤名	重症度	症状	確認状況	登録医療機関名	長期保存	
2023年9月22日	ロキソプロフェンナトリウム水和物	低			□□大学病院		
2023年7月20日	バンコマイシン点滴静注用0.5g	低	皮膚そう痒症	再評価後に否定	××病院		
2012年6月22日	セフトリアキソンナトリウム静注用1g	高	全身薬疹	確認済み	××病院	○	
	セフェム系	低		未確認	○△クリニック	○	
その他アレルギー等情報				閲覧同意：あり			
登録日	カテゴリ	アレルギー	重症度	症状	確認状況	登録医療機関名	長期保存
2023年7月20日	環境	スギ	低	鼻炎	再評価後に否定	××病院	
2022年9月20日		ネコ				◇◇診療所	
2012年6月22日	食品	食用鳥卵	高	アナフィラキシーショック	確認済み	××病院	○
	食品	落花生	低	そう痒症	未確認	××病院	○
検査情報				閲覧同意：あり			
検査項目	最新 採取日時 : 2024年10月21日15時10分 実施機関 : ○△クリニック	前回 採取日時 : 2024年8月17日09時00分 実施機関 : ○△クリニック	前々回 採取日時 : 2024年04月20日09時00分 実施機関 : ××病院	基準値	結果	基準値	結果
総蛋白(TP)	6.6~8.1 g/dL	5.6 g/dL L 中間	6.6~8.1 g/dL	7.6 g/dL 確定	6.5~7.9 g/dL	6.8 g/dL 確定	
アルブミン	3.0~5.0 g/dL	4.2 g/dL 中間	3.0~5.0 g/dL	4.6 g/dL 確定	3.9 g/dL~	4.3 g/dL 確定	
γ-GT(γ-GTP)					4.0~6/ U/L	421 U/L H 確定	
総コレステロール(T-CHO)	120~219 mg/dL	210 mg/dL 中間	120~219 mg/dL	253 mg/dL H 確定			
総ビリルビン(T-Bil)					0.20~1.20 mg/dL	1.27 mg/dL 確定	
血算 白血球数	3.3~9.6 X10 ³ /μL	5.0 X10 ³ /μL 中間			3.3~9.6 X10 ³ /μL	4.9 X10 ³ /μL 確定	
血算 赤血球数	435~555 X10 ⁴ /μL	500 X10 ⁴ /μL 中間	435~555 X10 ⁴ /μL	510 X10 ⁴ /μL 確定	430~570 X10 ⁴ /μL	524 X10 ⁴ /μL 確定	
プロトロンビン時間(PT-活性)					70~140 %	97 % 確定	
尿蛋白(定性)			(-)	±	確定		
CRP(定量)	0.00~0.40 mg/dL	0.02 mg/dL 中間					
血液型(ABO)				AB	確定	AB	確定
処方情報(診療情報提供書、退院時サマリに記載のあった内容のみ)				閲覧同意：あり			
処方日	医療機関名	文書区分	用法区分	RP	・医薬品名称(成分名)/1回用量/調剤指示/補足指示<特参薬かどうか> 【用法/投与日数】		
2024年07月20日	××クリニック	外来時	内服	1	・リーゼ錠5mg(クロチアゼパム)/1錠// 【不安時/10日分】		
2024年07月01日	○△病院	入院中	経口	1	・プレニゾン錠5mg(プレニゾン)///不均等・1回目・4錠、不均等・2回目・2錠、不均等・3回目・1錠 【1日3回朝食後/28日分】		
2023年06月17日	△△大学病院	退院時	経口	1	・オルメサルタン0D錠20mg(オルメサルタンメドキシミル)/1錠/一包化指示<特参薬>		
			経口	2	・エルデカルシールカプセル0.5μg(エルデカルシール)/1カプセル/一包化指示<特参薬> 【1日1回朝食後/56日分】		
					・メトクロプラミド錠5mg(メトクロプラミド)/1錠/粉砕指示/ 【1日3回朝食前/56日分】		
2023年06月17日	△△大学病院	退院時	貼付	1	・ロキソプロフェンテープ100mg(ロキソプロフェンナトリウム水和物)/1枚// 【1日1回/8日分】		

●変更点 4

診療入力画面、『薬剤・特定健診』ボタンに、『臨床情報』ボタンが増えます。



『臨床情報』ボタンをクリックすると、臨床情報のPDFが参照できます。(変更点3参照)

※オン資履歴タブであらかじめ臨床情報の取得が必要です。

※診療入力画面の『臨床情報』ボタンは、当日分のみ参照可能です。

Q&A

Q. オンライン資格確認の健診情報との違いは？

A. オンライン資格確認は特定健診のみ閲覧ができます。

電子カルテ情報共有サービスは、特定健診及び若年層健診のデータが閲覧できます。

Q. オンライン資格確認の薬剤情報との違いは？

A. 電子カルテ情報共有サービスの場合は最新の薬剤情報のデータを閲覧可能です。

Q. 電子カルテ情報共有サービスの取得方法は？

A. 電子カルテ情報共有サービスは顔認証で同意をいただいた場合のみ取得可能です。